

イムノセイバー希釈時の注意

イムノセイバーを希釈するときは、
蒸留水かイオン交換水を
必ず使用してください。

禁忌緩衝液等で希釈を行うと、抗原賦活剤としての効果が半減するか、場合によっては効果が全く無くなります。

Copyright(c) immunosaver.com All right reserved.

掲載された全ての記事・画像等の無断転載をお断りいたします。、二次利用をご希望の場合は必ず許諾を得てください。

また、掲載された内容については、免責事項とさせていただきます。