

Tanaka ジルコニア周辺材料 4点

ジルコニアクラウンの焼結前と焼結後使ってみて下さい。個性が磨かれます。

※すべて税別価格

ジルコニア焼結後グレースプレー

1 Z- ラスター



スプレータイプで使いやすいグレース材

蛍光性を含んでいるので、研磨では得られない美しい仕上がりが可能になります。

「特長」

- ・片手で速く簡単にできる
- ・均一でムラがない
- ・熱化学反応により、強固にジルコニア及びポーセレンにしっかり付く
- ・口腔内で唾液から保護する
- ・特に「ジルクロム」ステイン材と併用すると美しい色調と表面の滑らかさが長期に保てる

11,000円/1本

ジルコニア焼結後ステイン材

2 ジルクロム ペースト



口腔内ではがれないステイン材

高温(1000度)で焼成する事によりジルコニアに熱化学反応で強固に焼き付きます。

※一般にステインの焼成温度は 800℃前後とされているのでステインがジルコニアに完全に焼き付かず、口腔内ではがれる。

「特長」

- ・ペーストなので使いやすい
- ・熱化学反応により、強固にジルコニア及びポーセレンにしっかり付く
- ・口腔内で剥がれにくく、美しさキープ
- ・高温による色の消失がない
- ・唾液に溶けにくい
- ・焼成後に「Z-ラスター」ジルコニア用蛍光性グレースプレーを焼き付けると自然感、立体感が増加し、また、ジルクロムを長期に保護できる

フルセット

01 シェードA	05 ライトピンク	09 オーク
02 シェードB	06 ダークピンク	10 ホワイト
03 シェードC	07 ブルーグレー	11 ブラウン
04 インスザール	08 ライトブルー	12 グレーズ

単品 1個 3,800円
 スターターキット 6個入り
 (シェードA,B,C,インサイザール,ライトピンク,ホワイト,リキッド) 22,000円
 フルセット 12個入り 43,200円

ジルコニア焼結前着色液

3 ジルカラー プラス



キャラクターゼーション用着色液

表面ステインでは得られない、奥行きのある表現ができ、グラデーションジルコニアをワンランクアップさせてくれます。透明感を与える寒色系、ティッシュ色、レッドシフトのピンク色、オパール効果のホワイトなど様々な用途に使用できるラインアップ。すべての種類のジルコニアに使用可能です。



バイオレット やや濃い目で深い透明度をだす
 トランスグレー 明度を下げる
 ブルーグレー 青みがかった透明度をだす
 ティッシュピンク ガム色をだす
 チェリーピンク レッドシフトにする
 スノーホワイト ホワイト・オパール効果

バイオレット・トランスグレー・ブルーグレー 3,900円/1本(4ml)
 チェリーピンク・スノーホワイト 7,800円/1本(4ml)
 ティッシュピンク 7,800円/1本(4ml)



ジルカラー全製品はオンラインショップ、またはQRコードからご覧ください。

4 ジルカラー シフト



色相移行のための着色液

色相移行は簡単。5秒ディッピングするだけ。すべてのシェードに移行できるので、ディスクの在庫も多くかかえず、ディスク交換も不要でとても便利で経済的です。(A1とA2のディスクのみ使用)

シェード		
A1toA2	A1toB1	A2to全てのシェード

7,800円/1本(30ml)



ご注文・お問い合わせ・資料請求はこちらへ



ATD ジャパン

atdjapan.co.jp

検索

0120-8020-88

受付時間: 9:00~18:00 月~金曜(土日祝日は休業)

info@atdjapan.co.jp