

OHRABDRUCK VORAUSSETZUNGEN

Die Abdrücke sollten die volle Kontur sowohl des äußeren Ohrs als auch des Gehörgangs in ausreichender Tiefe darstellen.

Jeder Ohrabdruck muss die gesamte Helix, den Crus der Helix, den Tragus und den Antitragus umfassen.

WICHTIG: Der Abdruck muss kurz hinter der zweiten Biegung des Gehörgangs genommen werden.

Das zur Aufnahme des Abdrucks verwendete Material muss aus hochviskosem Silikon bestehen.

Die Abformung muss bei geöffnetem Mund des Kunden vorgenommen werden. Wir empfehlen die Verwendung eines 1-2" Aufbissstücks.

