

TELA DE ALAMBRE



Fabricado de alambre

Medida: 15 x 15 cm

Área de calentamiento: 10.5 cm. ø

Se utiliza en el laboratorio de química para colocar los materiales que van a ser calentados. La rejilla de porcelana es la encargada de repartir la temperatura de manera uniforme al calentarse con un mechero. Para esto se usa un trípode de laboratorio, ya que sostiene la rejilla mientras es calentada.



IMPORTANTE

El material de asbesto se dejó de utilizar para la elaboración de este producto, se sustituye por un material que también permite la conducción térmica sin riesgos a la salud.

* Imagen ilustrativa, el anillo de hierro y soporte universal se venden por separado.