

Für die Behandlung gewöhnlicher Warzen an Händen und Füßen

- Nur ein Mal berühren*
- Schmerzfrei** und effektiv
- Für Erwachsene und Kinder ab 4 Jahre

Allgemeine Hinweise:

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie BEHREND HOME CARE® Warzenentferner verwenden, auch dann, wenn Sie dieses Medizinprodukt früher bereits verwendet haben. Es kann sein, dass die hier enthaltenen Informationen nach Maßgabe der neuesten Forschungsergebnisse und Daten angepasst worden sind, wenn Sie eine neue Verpackung öffnen. Dieses Medizinprodukt ist nicht verschreibungspflichtig. Trotzdem ist bei der Anwendung von BEHREND HOME CARE® Warzenentferner Sorgfalt geboten, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung auf, damit Sie die Einzelheiten später bei Bedarf noch einmal nachlesen können.

Anwendung:

BEHREND HOME CARE® Warzenentferner ist ein Medizinprodukt zur Behandlung gewöhnlicher Warzen. Es enthält Monochloressigsäure, ein Stoff, der auf der Haut eine ätzende Wirkung hat. Die Warze löst sich Schicht für Schicht ab. Monochloressigsäuresort dafür, dass die Zellen mit dem Warzenvirus verschwinden.

**BEHREND HOME CARE® WARZENTEFERNER
AUSSCHLIESSLICH ANZUWENDEN BEI:**



Gemeine Warze (verruca vulgaris)

- Tritt insbesondere an den Händen und Füßen auf;
- Sie haben die gleiche Farbe wie die Haut;
- Die Größe schwankt zwischen unter einem Millimeter und mehr als einem Zentimeter;
- Im Regelfall treten mehrere Warzen gleichzeitig auf;
- Die Übertragung erfolgt oft über den direkten Kontakt sowie über ein Handtuch oder einen Türgriff;
- Durch Kratzen und Nagelkaugen vergrößert sich das Infektionsrisiko.



**BEHREND HOME CARE® WARZENTEFERNER
NICHT ANWENDEN BEI:**



Alterswarze

- Kann verschiedene Formen und Farben annehmen;
- Die mittlere Größe beträgt 0,5 bis 1 cm;
- Anfänglich manifestiert sie sich häufig als hautfarbener, gelbbrauner, beziehungsweise graubrauner Fleck mit einer rauen, samtigen Oberfläche;
- Sie sehen aus, als ob sie auf der Oberfläche der Haut liegen und sich leicht abkratzen lassen, sind jedoch fest mit der Haut verbunden;
- Sie können an allen Körperstellen auftreten, mit Ausnahme der Handflächen und Fußsohlen sowie der Lippen. Allerdings gibt es bestimmte Stellen, an denen diese Warzen besonders häufig auftreten - beispielsweise an der Brust, am Rücken, auf dem Gesicht (insbesondere an den Schläfen) sowie am Hals.



Die Vorteile:

Ein Vorteil von BEHREND HOME CARE® Warzenentferner ist, dass das Berühren der Warze nicht schmerzt und es daher auch für Kinder gut geeignet ist (wenn korrekt aufgetragen von einem Erwachsenen).

- Geeignet für Kinder ab vier Jahren;
- Für die Behandlung gewöhnlicher Warzen an Händen und Füßen;
- Nur eine Behandlung pro Woche;
- Schmerzfreies Berühren;
- Bequem und einfach anwendbar.

! Gebrauchsanweisung: Beugen Sie Brandwunden vor:

BITTE TUN SIE FOLGENDES:



- Ausschließlich auf Händen und Füßen anwenden! Nicht an anderen Körperteilen;
- Die umliegende Haut gründlich mit Vaseline oder Zinksalbe eincremen;
- Stellen Sie die Flasche auf einen soliden Untergrund, der gegenüber der ätzenden Flüssigkeit beständig ist;
- Einmal pro Anwendung auf die Warze tupfen;
- Einmal wöchentlich anwenden;
- Die Flüssigkeit ausschließlich mit der Warze in Berührung kommen lassen. Hautkontakt vermeiden;
- Bei Belastung unter dem Fuß den Fuß beim Gehen ruhen lassen und nicht überlasten;
- Flüssigkeit nach der Anwendung vollständig trocknen lassen;
- Die Warze nicht abdecken;
- Das Ergebnis ist nach 1 Woche sichtbar;
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

BITTE TUN SIE FOLGENDES NICHT:



- Nicht auf Warzen auftragen, die sich an anderen Körperstellen als den Händen und Füßen befinden;
- Nicht auf Warzen auftragen, die sich insgesamt oder teilweise unter einem Nagel befinden;
- Nicht mit der gesunden Haut in Berührung kommen lassen;
- Nicht mit zitternden Händen oder steifen Fingern auftragen;
- Bei der Anwendung nicht mehrere Male tupfen;
- Die Haut nach dem Auftragen der Flüssigkeit nicht abdecken;
- Gehen Sie nicht sofort, nachdem Sie Flüssigkeit unter den Füßen hergestellt haben. Lassen Sie sie zuerst vollständig trocknen.
- Nicht anwenden auf Muttermalen, offenen Wunden, Pigmentflecken, Weinflecken, Alterswarzen (braun), dunklen, behaarten oder merkwürdig aussehenden Warzen;
- Nicht anwenden während der Schwangerschaft oder Stillzeit.

BEHREND HOME CARE® Warzenentferner hat einen kindersicheren Verschluss, der folgendermaßen geöffnet wird: Flasche auf einen festen Untergrund stellen, der die ätzende Flüssigkeit verträgt. Kontakt mit Kleidung, Polster oder Tischdecken vermeiden. Sie können die Flasche öffnen, indem Sie den Deckel gleichzeitig drücken und drehen. Entfernen Sie so den Deckel der Flasche. Um zu verhindern, dass die Haut um die Warze herum angegriffen wird, muss die umliegende Haut vor dem Beginn der Behandlung vor der Ätzwirkung der Flüssigkeit mit Vaseline oder Zinksalbe geschützt werden.

Tragen Sie nun eine kleine Menge BEHREND HOME CARE® Warzenentferner mit dem Spatel auf die Warze auf (nicht tropfen). Achten Sie darauf, dass Sie BEHREND HOME CARE® Warzenentferner nur auf die Warze geben. Dann kurz trocknen lassen. Die Warze braucht nicht abgedeckt zu werden. Innerhalb einer Woche löst sich die Warze Schicht für Schicht. Die Flüssigkeit braucht eine Woche um die obere Hautschicht aufzuweichen, Sie sehen also nicht gleich nach dem Auftragen ein Ergebnis. Nach einiger Zeit werden die Warzenzellen zerstört, die Warze wird weiß und wird abgestoßen. BEHREND HOME CARE® Warzenentferner nicht häufiger als ein Mal pro Woche auftragen. Je nach Größe und Dicke der Warze kann es notwendig sein die Behandlung mit BEHREND HOME CARE® Warzenentferner nach einer Woche zu wiederholen. Warzen sind ansteckend. Darum wird von der Verwendung des Produkts durch mehrere Personen abgeraten.

Tragen Sie BEHREND HOME CARE® Warzenentferner mit größtmöglicher Sorgfalt auf. Die Lösung ist ätzend. Achten Sie gut bei schwer zu erreichenden Körperteilen auf, wie beispielsweise Fußsohlen. Dies gilt vor allem für Personen mit eingeschränkter Mobilität oder im Fall einer gestörten Feinmotorik (zitterige Hände, steife Finger). Verschließen Sie die Flasche nach Gebrauch gut.

Inhaltsstoffe: Monochloressigsäure, demineralisiertes Wasser

Inhalt: 2 ml flasche

BEHREND HOME CARE® Warzenentferner nicht anwenden:

- bei Unverträglichkeit gegen einen oder mehrere Bestandteile;
- im Gesicht (die Flüssigkeit darf in keinem Fall mit den Augen oder Schleimhäuten von Nase oder Mund in Kontakt kommen);
- bei Genitalwarzen oder im Genitalbereich;
- auf Muttermalen, offenen Wunden, Pigmentflecken, Weinflecken, Alterswarzen (braun), dunklen, behaarten oder merkwürdig aussehenden Warzen;
- auf roten, entzündeten oder infizierten Warzen;
- direkt nach einer operativen Entfernung von Warzen, Einfrieren von Warzen (Cryotherapie) oder einer Laserbehandlung. Dies gilt besonders, wenn die Haut nach der Behandlung rot ist oder schmerzt. In diesem Fall müssen Sie mindestens vier Wochen warten, bis die Rötung oder Entzündung der Haut vollständig abgeklungen ist. Nur dann kann mit Warzenweg gel angefangen werden;
- Während der Schwangerschaft oder Stillzeit;
- Auf Warzen, die sich gänzlich oder teilweise unter einem Nagel befinden. Seien Sie besonders vorsichtig mit BEHREND HOME CARE® Warzenentferner:
- bei Zweifel über die Diagnose (die Hautveränderung lässt sich nicht eindeutig als Warze erklären);
- Im Fall einer Immundefizienz (beispielsweise wenn Sie cytostatische Medikamente verwenden);
- Bei Diabetes oder anderen Erkrankungen wie Gefäßkrankheiten, durch die Wunden schwer heilen.

In diesen Fällen darf BEHREND HOME CARE® Warzenentferner nicht ohne Rücksprache mit einem Arzt angewendet werden.



Achtung:

- Ausschließlich zur äußeren Anwendung;
- Nur zur Warzenbehandlung an den Händen und Füßen verwenden;
- Sehr vorsichtig anwenden. Die Flüssigkeit Warzenweg ist ätzend;
- Bei Kontakt der gesunden Haut mit BEHREND HOME CARE® Warzenentferner mit Wasser abwaschen. Wenn trotz dieser Vorsorgemaßnahmen Hautirritationen entstehen, muss die Haut selbst als Brandwunde behandelt werden;
- Kontaktieren Sie Ihren Hausarzt, wenn die Beschwerden anhalten;
- Die Flasche nach Gebrauch gut verschließen und aufrecht lagern;
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen;
- Die Verwendung durch Kinder, ältere Menschen und Behinderte muss immer unter der Aufsicht einer erwachsenen Person erfolgen;
- Der Kontakt mit der Haut, Kleidung, Textilien und Tischdecken ist zu vermeiden;
- Beenden wenn Blasen auftreten;
- Wir empfehlen, pro Mal 1 und höchstens 2 Warzen zu behandeln.



Nur zur Warzenbehandlung an den Händen und Füßen verwenden.



**Wenn bei Erwachsenen korrekt aufgetragen.

*Je nach Größe und Dicke der Warze kann es notwendig sein, die Behandlung mit BEHREND HOME CARE® Warzenentferner nach einer Woche zu wiederholen.

Einnahme in Kombination mit Medikamenten:

Soweit bekannt, gibt es keine Reaktionen mit anderen Medikamenten.

Mögliche Nebenwirkungen:

BEHREND HOME CARE® Warzenentferner gel kann vereinzelte Nebenwirkungen hervorrufen, obwohl nicht jeder diese Nebenwirkungen hat. Die Nebenwirkungen können bei der Anwendung von BEHREND HOME CARE® Warzenentferner gel sein: Hautirritationen, brennendes Gefühl, Rötung der Haut und Überempfindlichkeitsreaktionen. Wenn eine der Nebenwirkungen ernsthaft wird oder wenn bei Ihnen eine Nebenwirkung auftritt, die nicht in diesem Beipackzettel steht, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.



Aufbewahrung: Bei einer Temperatur zwischen 15 und 25°C an einem trockenen, dunklen Platz in der Originalverpackung aufbewahren. Für kleine Kinder unzugänglich aufbewahren. Nicht nach dem auf der Verpackung angegebenen Verfalldatum verwenden.

Medizinprodukt: BEHREND HOME CARE® Warzenentferner ist ein Medizinprodukt Klasse IIa gemäß der Richtlinie für Medizinprodukte 93/42/EC.



Das Verfalldatum ist der Unterseite der Verpackung zu entnehmen.

Letztes Überarbeitungsdatum dieser Gebrauchsanweisung: Dezember 2020 - V2.7