



Kudde för att bevara sträckning efter knäprotesoperation

- Används främst efter knäprotesoperationer.
- Lägg den under vadens tjockaste del för att bevara sträckningen.
- Den ger även avlastning för hälen.
- Material: skumplast
- Levereras som standard med hygienöverdrag i biokompatibel PU-väv med insvetsad söm.

Bas av skumplast med överdrag av mjukt och bekvämt PU-material. Levereras med svetsad söm.

Art nr:
350-S (skumplast)
350-HS (inklusive hygienskydd svetsad söm)

Skötselråd

Vid normal rengöring av Knäkudden i skumplast rengörs produkterna genom avtorkning med ytdesinfektion alt. med vatten och tvållösning. De kan också rengöras med ånga. Produkterna torkas i ett varmt väl ventilerat utrymme (torkskåp).

Hygienöverdraget rengörs med desinfektionsmedel t.ex. DAX Ytdesinfektion plus, DAX Desisoft, Virkon eller liknade. Hygienöverdraget rengörs med desinfektionsmedel t.ex. DAX Ytdesinfektion plus, DAX Desisoft, Virkon eller liknade.

Återvinning

Efter förbrukning lämnas produkten till energiåtervinning i godkänd förbränningsanläggning.

Fakta

Mått: 30 x 22,5 x 9 (4) cm

Garanti: 2 år

(OBS! Garantin gäller ej om skada uppstått på grund av mekanisk påverkan som t.ex. användning av vassa föremål.)

CE-märkt enligt MDR (EU) 2017/745.

Material: Skumplast (Polyeter 23kg/m³)

Material överdrag:

Backing - 100% Polyamide (Insidan)

Coating - 100% Polyurethane (utsidan)

Svensktillverkad 