




Lindrakudden



Kilkudde

Lindra är en trekantig kilkudde som används för att ge avlastning och stöd vid besvär och smärtor från skelett, muskler och leder. Lindra är framtagen av sjuksköterska och arbetsterapeut Gunn Åslin. Tidigare verksam på Karolinska sjukhuset.

- Avlastning, smärtlindring, stöd åt ömmande kroppsdelar.
- I sittande ställning ger Lindra stöd i svanken, avlastning för armbågar, hindrar tryck vid knäna och ger ett bekvämt sittande
- I liggande ställning ger Lindra ett bra stöd åt immobiliserade patienter.
- Kan även användas mellan knän när patienten ligger i sidoläge.

Bas av skumplast. Går också att få med överdrag av mjukt och bekvämt PU-material, med svetsade sömmar.

Art nr

279-S (skumplast)

279-HS (inklusive hygienskydd med insvetsad söm)

Skötselråd

Vid normal rengöring av Lindrakudden i skumplast rengörs produkterna genom avtorkning med ytdesinfektion alt. med vatten och tvållösning. De kan också rengöras med ånga. Produkterna torkas i ett varmt väl ventilerat utrymme (torkskåp).

Hygienöverdraget rengörs med desinfektionsmedel t.ex. DAX Ytdesinfektion plus, DAX Desisoft, Virkon eller liknade.

Återvinning

Efter förbrukning lämnas produkten till energiåtervinning i godkänd förbränningsanläggning.

Fakta

Mått: 3 sidor x 38 cm, 1 - 5 cm hög.

Garanti: 2 år

(OBS! Garantin gäller ej om skada uppstått på grund av mekanisk påverkan som t.ex. användning av vassa föremål.)

CE-märkt enligt MDR (EU) 2017/745.

Material: Skumplast (Polyeter 23kg/m³)

Material överdrag:

Backing - 100% Polyamide (Insidan)

Coating - 100% Polyurethane (utsidan)

Svensktillverkad

