




Tryckavlastning & positionering

Produktsortiment

Lassekudden®

Lassekudden är en avlastningskudde som motverkar och förebygger trycksår, ger stöd samt avlastar hälar.

- Kuddarna används till patienter som behöver:
 - tryckavlastning
 - stöd efter operation
 - akut höftstöd i ambulans
- De finns i två längder: 47 och 55 cm
- Material: skumplast
- Kuddarna kan levereras med bomulls- eller hygienöverdrag. Hygienöverdraget kan lätt torkas eller spritas av.
- Kuddarna kan anpassas individuellt. Då materialet är skumplast kan man enkelt skära ut för t.ex. fotknölar.



Lassekudden®






EGENSKAPER

Lassekudden används

- för att minska risken för hälsår och för att förebygga trycksår.
- av patienter som ligger mycket
- akuta höftpatienter, i ambulansen, genom röntgen samt efter operation

Lassekudden

- ger avlastning vid rygg och sidoläge samt i sittande position
- motverkar rotation av benet
- behöver inga spännband – ingen risk för trycksador
- medverkar till bättre adduktionsläge efter höftplastiker
- kan anpassas individuellt genom att man skär till önskad modell



Lassekudden®



Bomullsöverdrag (70°C)

Hygienskydd (95°C)





Isakudden

Höglägeskudde för ben.



- Ger stabilitet med ett komfortabelt högläge för ben.
- Används efter skador och operationer på de nedre extremiteterna, när högläge önskas.
- Urgröpnigen ger benet ett bra stöd så det inte glider av.
- Material: skumplast
- Levereras som standard med avtagbart hygienöverdrag i biokompatibel PU-väv (dolt blixtlås).

Kan också beställas med insvetsad söm istället för blixtlås.





Abduktionskudde kilformad

- Abducerar benen och ger komfortabelt och tryggt stöd.
- Används främst efter lårbensbrott, höftfrakturer eller operationer.
- Skyddar mot rörelser så som rotation i höftled under den postoperativa perioden.
- Stöttar benen hela vägen ner utan att orsaka tryck.
- Material: skumplast
- Levereras som standard med avtagbart hygienöverdrag i biokompatibel PU-väv (dolt blixtlås).



Abduktionskudde liten


- Mindre version av abduktionskudde.
- Abdukerar knäna i sittande eller liggande läge och ökar komforten när personen sover på sidan.
- Kan även användas mellan vaderna, som ländryggskudde och nackkudde medan du sover.
- Fungerar bra för rullstolar.
- Fästs med kardborreband.
- Levereras som standard med avtagbart hygienöverdrag i biokompatibel PU-väv (dolt blixtlås).



Roffekudden

Höglägeskudde för arm.

- Ger stabilitet med ett komfortabelt högläge för arm.
- Används efter skador och operationer på de övre extremiteter, när högläge är viktigt för att minska svullnad i handen.
- Den största fördelen med kudden är att arm och hand ligger stabilt samtidigt som det är komfortabelt för patienten.
- Kudden är ett enklare alternativ än upphängningsanordningar som monteras på sängen.
- Material: skumplast
- Levereras som standard med avtagbart hygienöverdrag i biokompatibel PU-väv (dolt blixtlås).






Lindra

Trekantig kilkudde.

- Används för att ge avlastning och stöd vid besvär och smärtor från skelett, muskler och leder.
- Lindra kan även användas mellan knän när patienten ligger i sidoläge.
- Material: skumplast
- Levereras som standard med hygienöverdrag i biokompatibel PU-väv med insvetsad söm.

Kan också beställas med dolt blixtlås istället för insvetsad söm.



- Storlek: 3 sidor x 38 cm och 1 till 5 cm hög.



Knäkudden




Kudde för att bevara sträckning efter knäprotesoperation.

- Används främst efter knäprotesoperationer.
- Lägg den under vadens tjockaste del för att bevara sträckningen.
- Den ger även avlastning för hälen.
- Material: skumplast
- Levereras som standard med hygienöverdrag i biokompatibel PU-väv med insvetsad söm.





Kilkuddar Avlasta

- Kilkudden används för att avlasta och stabilisera kroppspositionen (t.ex. ben och rygg) och kan minska risken för trycksår.
- Kan också användas som sidostöd och vid fotändan.
- Material: skumplast
- Levereras som standard med avtagbart hygienöverdrag i biokompatibel PU-väv (dolt blixtlås).




Kilkuddar Vinkel

- Kilkuddar med en lutningsvinkel på antingen 30 eller 60 grader, alternativt 45 grader.
- Ger stöd för ryggen och är avsedd för användning i sängen.
- Kan även användas under rehabilitering, sjukgymnastik och massage.
- Material: skumplast
- Levereras som standard med avtagbart hygienöverdrag i biokompatibel PU-väv (dolt blixtlås).





Universalkudde

- Universalkudde för avlastning.
- Kan läggas under exempelvis arm eller ben för att förebygga trycksår.
- Material: skumplast
- Levereras som standard med avtagbart hygienöverdrag i biokompatibel PU-väv (dolt blixtlås).





Positioneringskudde rulle

- Stabiliserar kroppens relevanta delar och minskar trycket och risken för trycksår.
- Underlättar patientpositionering.
- Material: skumplast
- Levereras som standard med avtagbart hygienöverdrag i biokompatibel PU-väv (dolt blixtlås).





Skyddskudde armbåge

- Skyddar armbågen och minskar risken för trycksår.
- Fästs med kardborreband.
- Levereras i 2-pack.
- Material: skumplast



Skyddskudde häl/fotled

- Skyddar hälen/fotleden och minskar risken för trycksår.
- Fästs med kardborreband.
- Levereras i 2-pack.
- Material: skumplast





4care

Frågor?

[Kontakta oss gärna!](#)