

1



EN

Wash hands with soap for 30 seconds

FR

Se laver les mains avec du savon pendant 30 secondes

2



EN

Mask raise up

FR

Déployer le masque

3



EN

Put rubber band around the ears

FR

Mettre l'élastique autour des oreilles

4



EN

Align mask and pull up and down

FR

Alligner le masque et tirer de haut en bas

5



EN

Use both hands to adjust the nose clip to the bridge of the nose

FR

Utiliser deux mains pour ajuster le clip nasal sur l'arête du nez

6



EN

Control fit

FR

Ajustement du masque