



NOTA INFORMATIVA

Denominazione: REFLEXX T22 Stretch		Data: 24/11/2020 Rev: 00																
FABBRICANTE REFLEXX SpA Via Passeri, 2 46019 VIADANA (MN) Tel.: + 39 0375 758891 Fax + 39 0375 464504 info@reflexx.com www.reflexx.com		 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Imballo</th> </tr> <tr> <th>Cod./Taglie</th> <th>Confezione</th> <th>Cartone</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>T22/S</td> <td>8032891634882</td> <td>8032891639887</td> </tr> <tr> <td>T22/M</td> <td>8032891634899</td> <td>8032891639894</td> </tr> <tr> <td>T22/L</td> <td>8032891634905</td> <td>8032891639900</td> </tr> </tbody> </table>		Imballo			Cod./Taglie	Confezione	Cartone	T22/S	8032891634882	8032891639887	T22/M	8032891634899	8032891639894	T22/L	8032891634905	8032891639900
Imballo																		
Cod./Taglie	Confezione	Cartone																
T22/S	8032891634882	8032891639887																
T22/M	8032891634899	8032891639894																
T22/L	8032891634905	8032891639900																

DESCRIZIONE: ■ Guanto monouso non sterile ■ **Materiale:** elastomero termoplastico (TPE) ■ **Forma:** ambidestro; cinque dita ■ **Colore:** blu ■ **Finitura:** internamente privo di polvere; superficie esterna leggermente gofrata ■ **Imballo:** 200 pezzi/scatola; 10 scatole/cartone

CONFORMITA' E PRESTAZIONI



Dispositivo Protezione Individuale cat I solo per rischi minori
 Reg UE 2016/425
 EN 420:2003 + A1 2009



Reg CE 1935/2004 – Reg UE 10/2011 - DM 21/03/73. Per tale utilizzo leggere attentamente la dichiarazione di idoneità al contatto alimentare (DICA).

	Lungh.min (±8 mm)	Largh. (±3 mm)
T22/S (7)	260	95
T22/M (8)	270	110
T22/L (9)	280	120

Spessore min. mm	Palmo (+/- 0.003)	0.05
----------------------------	-------------------	------

EN 455-2:2009/A1	Carico di rottura	≥3.6 N
-------------------------	-------------------	--------

CONSIGLI DI UTILIZZO Guanto polivalente a protezione della mano e/o del prodotto manipolato ■ Evitare il contatto con elementi chimici aggressivi e attività che potrebbero lacerare il guanto **AVVERTENZE** Prima di utilizzare il prodotto provarlo nella reale condizione di utilizzo ■ Dispositivo soggetto ad usura, si raccomanda la sostituzione frequente e in tutti i casi in cui si vedano imperfezioni ■ Indossare i guanti con le mani asciutte e pulite ■ Nei rari casi in cui si possano verificare reazioni cutanee transitorie e di ipersensibilità, sospendere l'utilizzo e consultare un medico **CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO** Conservare i guanti nella confezione originale, in luogo asciutto ■ Non esporre alla luce del sole e a fonti di calore ■ La scadenza è di 3 anni a partire dalla data di produzione, indicata sulla confezione di vendita, ed è valida per prodotto debitamente conservato ■ Smaltire secondo le normative locali ■ Dichiarazione di Conformità su www.reflexx.com