


## *Dispositif de recueil urinaire 3L - 24 heures avec dispositif pour tube sous vide et sonde pour la collecte de petits volumes d'urine*

### Caractéristiques:

- Récipient gradué en polyéthylène (PE) de couleur brune (adaptés aux tests photosensibles) pour la collecte d'urine pendant 24 heures, avec poignée ergonomique.
- Bouchon à vis complet avec dispositif de prélèvement pour tube à vide, protection du point de prélèvement et de la sonde de prélèvement.
- L'aiguille de prélèvement est munie d'une protection sûre fabriquée en caoutchouc synthétique.
- Hygiénique et propre grâce au système fermé. L'opérateur n'a plus besoin d'ouvrir le récipient à l'arrivée au laboratoire d'analyse.
- Volume de prelevement 3 000 ml. Dispositif sans latex



Références Metze	<b>5732</b>
Fabricant	APTACA
Sterile	NON stérile
Conformité	CE DIRECTIVE 98/79/CE
Materiel	Pot: PP Capuchon: PE Sonde: PE Aiguille: Acier Inox AISI304 & protection caoutchouc
Volume de prélèvement	<b>3000 ml</b>
Graduation (ML)	100-500-1000-1500-2000-2500-3000
Plage de temperature toleree	Pot: 10°C MAX +121°C Capuchon MIN -50°C MAX +80°C
Dimensions (mm)	Pot: 125x125x H. 245 Capuchon : Ø 80 X H.15.30 Sonde: Ø 2,55 X 185
Poids Pot & capuchin (gr.)	142
Durée de vie	5 ans
Conditionnement	30 pcs / carton 53 x 39,5 x 65CM / 6.5 Kgs

