

Référence | **LAB--PREL-1367** |

Adaptateur à cône Luer mâle KDL®, pour prélèvement multiple de sang veineux. Couleur gaine de protection bleu.



Caractéristique générales

Fabricant	Zhejiang Kindly Medical Device Certification ISO 13485:2016 par le TUV SUD No Q5 0363360056 Rev.03
Pays d'origine	Chine
Représentant Europeen	Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe) Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany
Stérilité	10-6 SAL (SAL = Sterility Assurance Level = Niveau d'Assurance de Stérilité) Procédé de stérilisation: stérilisation par E.O
Conformité	Dispositif Médical – Classe IIa selon MDR 745/2017 Annex IX Certificat de conformité de marquage CE n° G100363360058 délivré par le TUV SÜD, n° d'organisme 0123.



Caractéristiques Spécifiques

Reference Metze	LAB-PREL-1367
Conditionnement	100 pièces . Boite, 50 boites par cartons. 5000 pcs / carton , 44*28*41 cm , 13.2 Kgs
Conservation	Durée de vie du produit (dans l'emballage d'origine) : 5 ans Température: Tenir à l'abri des rayons solaires
Matériaux	<ul style="list-style-type: none"> • Capuchon protecteur Polypropylène • Cone Luer male ABS • Aiguille perce-bouchon Acier inoxydable (20G * 19mm) • Capuchon Aiguille perce bouchon Polyéthylène • Manchon Elastomère de synthèse
Presence Latex	Non



Importé & Distribué par: Metze SAS
10 rue de Penthièvre, 75008 Paris

✉ commandes@metzecare.com
☎ 01 88 61 13 86

Etiquetage & UDI:

Etiquette Individuelle scellante:



Boite de 100 pcs:

Luer Adapter/ Adaptateur Luer

- Sterile , apyrogène.
- Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé ou ouvert.
- à usage unique ; jeter après usage.
- utiliser immédiatement après l'ouverture de l'emballage pour éviter toute contamination.

Stocker dans des conditions normales dans un endroit bien ventilé , tenir à l'abri des rayons solaires de l'humidité et des environnements corrosifs.

Zhejiang Kindly Medical Devices Co., Ltd.
No.758, 5th Binhai Road, Binhai Industrial Park,
Longwan District, 325025 Wenzhou, Zhejiang Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Tel: 0086-577-86372777 Fax: 0086-577-86374972

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, GERMANY
Tel: 0049-40-2513175 Fax: 0049-40-255726

Importé par: Metze SAS
Head office / Siege Social : 10 rue de Penthièvre 75008 Paris, France
contact: commandes@metzecare.com

Made in China

CE 0123

STERILE EO MD

SPEC /SIZE: 21Gx19mm

REF LAB-PREL-1367

LOT 220729

2022 07

2027 06

(011)6923033417250
(17)270600
(11)220700
(10)220729

Luer Adapter/ Adaptateur Luer

- Sterile, Non-pyrogenic.
- Do not use if the package is damaged or open.
- Single use only, discard after use.
- Immediately use after opening package and prevent contamination.

Store under normal conditions in a well-ventilated place, and avoid direct sunlight, moist and corrosive environment.

Zhejiang Kindly Medical Devices Co., Ltd.
No.758, 5th Binhai Road, Binhai Industrial Park,
Longwan District, 325025 Wenzhou, Zhejiang Province,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Tel: 0086-577-86372777 Fax: 0086-577-86374972

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, GERMANY
Tel: 0049-40-2513175 Fax: 0049-40-255726

Importé par: Metze SAS
Head office / Siege Social : 10 rue de Penthièvre 75008 Paris, France
contact: commandes@metzecare.com

Made in China

CE 0123

STERILE EO MD