

Aérateur Tympaniques ARMSTRONG MODIFIÉ



Caractéristique générales

| | |
|--------------------------|--|
| Fabricant | Eon Meditech Private Limited |
| Pays d'origine | Inde |
| Représentant Européen | CMC Medical Devices & Drugs, S.L |
| Conformité | Dispositif Médical – Classe IIa Directive européenne 93/42/CEE Certificat de conformité de marquage CE n° ECM18MDD016 REV. 01 délivré par ECM, n° d'organisme 1282. Certificat disponible sur demande |
| Conservation | Durée de vie du produit (dans l'emballage d'origine) : 3 ans Température: Tenir à l'abri des rayons solaires |
| Procédé de stérilisation | Stérilisation par Oxyde d'éthylène (E.O) |
| Matériaux | PTFE Fluoroplastic |
| Usage Unique | Oui |




Tableau des références

| Reference Metze | Diamètre Interne | Diamètre Flange Inter | Diamètre Flange Externe | Longueur | Coloris | Fil / Queue |
|-----------------|------------------|-----------------------|-------------------------|----------|---------|-----------------------|
| PE-2110 | 1.14mm | 3.46mm | 2.50mm | 3.04mm | Blanc | Sans Fil / Sans Queue |
| PE-2110B | 1.14mm | 3.46mm | 2.50mm | 3.04mm | Bleu | Sans Fil / Sans Queue |
| PE-2110T | 1.14mm | 3.46mm | 2.50mm | 3.04mm | Blanc | Sans Fil / Avec Queue |

Conditionnement

Emballage Individuel | 10 pièces par boîte | 100 boîtes par cartons. 1000 pcs / carton ,
Dimension Carton : 58cm x 52cm x 47cm / Poids Brut: 29 KGS / carton

Chaque unité est emballée dans un conteneur en PP vierge et dans une pochette en Tyvek de qualité 1073 B. Le système d'emballage est conforme à la norme EN ISO 11601-1:2019. L'étiquetage de l'emballage est conforme à ISO 15223-1:2016.

