


Aérateur Tympaniques Collar Button



Caractéristique générales

Fabricant	Eon Meditech Private Limited
Pays d'origine	Inde
Représentant Européen	CMC Medical Devices & Drugs, S.L
Conformité	Dispositif Médical – Classe IIa Directive européenne 93/42/CEE Certificat de conformité de marquage CE n° ECM18MDD016 REV. 01 délivré par ECM, n° d'organisme 1282. Certificat disponible sur demande
Conservation	Durée de vie du produit (dans l'emballage d'origine) : 3 ans Température: Tenir à l'abri des rayons solaires
Procédé de stérilisation	Stérilisation par Oxyde d'éthylène (E.O)
Matériaux	PTFE Fluoroplastic
Usage Unique	Oui



Tableau des références

Reference Metze	Diamètre Interne	Diamètre Flange Inter	Diamètre Flange Externe	Longueur	Coloris	Fil / Queue
PE-2123	1.27mm	3.0mm	3.0mm	2.15mm	Blanc	Sans Fil / Sans Queue
PE-2123B	1.27mm	3.0mm	3.0mm	2.15mm	Bleu	Sans Fil / Sans Queue
PE-2123T	1.27mm	3.0mm	3.0mm	2.15mm	Blanc	Sans Fil / Avec Queue
PE-2125	1.14mm	2.5mm	2.5mm	2.0mm	Blanc	Sans Fil / Sans Queue
PE-2125B	1.14mm	2.5mm	2.5mm	2.0mm	Bleu	Sans Fil / Sans Queue
PE-2125T	1.14mm	2.5mm	2.5mm	2.0mm	Blanc	Sans Fil / Avec Queue

Conditionnement

Emballage Individuel | 10 pièces par boîte | 100 boîtes par cartons. 1000 pcs / carton ,
Dimension Carton : 58cm x 52cm x 47cm / Poids Brut: 29 KGS / carton

Chaque unité est emballée dans un conteneur en PP vierge et dans une pochette en Tyvek de qualité 1073 B. Le système d'emballage est conforme à la norme EN ISO 11601-1:2019. L'étiquetage de l'emballage est conforme à ISO 15223-1:2016.

