


## Aérateur Tympanique Shah & Mini Shah



### Caractéristique générales

Fabricant	Eon Meditech Private Limited
Pays d'origine	Inde
Représentant Européen	CMC Medical Devices & Drugs, S.L
Conformité	Dispositif Médical – Classe IIa Directive européenne 93/42/CEE Certificat de conformité de marquage CE n° ECM18MDD016 REV. 01 délivré par ECM, n° d'organisme 1282. Certificat disponible sur demande
Conservation	Durée de vie du produit (dans l'emballage d'origine) : 3 ans Température: Tenir à l'abri des rayons solaires
Procédé de stérilisation	Stérilisation par Oxyde d'éthylène (E.O)
Matériaux	PTFE Fluoroplastic
Usage Unique	Oui



Importé & Distribué par: Metze SAS  
10 rue de Penthièvre, 75008 Paris

✉ [commandes@metzecare.com](mailto:commandes@metzecare.com)  
☎ 01 88 61 13 86

### Tableau des références

Reference Metze	Diamètre Interne	Diamètre Flange Interne	Diamètre Flange Externe	Longueur	Coloris	Fil / Queue
<b>PE-2112</b>	Shah	1.14mm	3.4mm	2.3mm	2.2mm	Blanc
<b>PE-2112B</b>	Shah	1.14mm	3.4mm	2.3mm	2.2mm	Bleu
<b>PE-2112T</b>	Shah	1.14mm	3.4mm	2.3mm	2.2mm	Blanc
<b>PE-2112W</b>	Shah	1.14mm	3.4mm	2.3mm	2.2mm	Blanc
<b>PE-2112BT</b>	Shah	1.14mm	3.4mm	2.3mm	2.2mm	Bleu
<b>PE-2112BW</b>	Shah	1.14mm	3.4mm	2.3mm	2.2mm	Bleu
<b>PE-2113</b>	Mini Shah	1.00mm	2.2mm	1.5mm	2.2mm	Blanc
<b>PE-2113B</b>	Mini Shah	1.00mm	2.2mm	1.5mm	2.2mm	Bleu
<b>PE-2113T</b>	Mini Shah	1.00mm	2.2mm	1.5mm	2.2mm	Blanc
<b>PE-2113W</b>	Mini Shah	1.00mm	2.2mm	1.5mm	2.2mm	Blanc

### Conditionnement

Emballage Individuel | 10 pièces par boîte | 100 boîtes par cartons. 1000 pcs / carton ,  
Dimension Carton : 58cm x 52cm x 47cm / Poids Brut: 29 KGS / carton

Chaque unité est emballée dans un conteneur en PP vierge et dans une pochette en Tyvek de qualité 1073 B. Le système d'emballage est conforme à la norme EN ISO 11601-1:2019. L'étiquetage de l'emballage est conforme à ISO 15223-1:2016.

