

FICHE TECHNIQUE

Metze
care

AF1020DCH

sets ablation de fils N° 1



Caracteristiques

Spécification techniques

Destination:	Set destiné à retirer facilement les points de suture
Composition du set :	Emballage blister *1, Pince inox adson 12cm sans griffe + capuchon *1, Ciseaux inox 12cm droit bout pointu + capuchon *1
Présence de Latex / DEHP :	Non
Produit Stérile / Mode de stérilisation:	Oui / Oxyde d'éthylène
Conditions de conservation et de stockage :	A conserver à température ambiante, à l'abri de l'humidité et de la lumière solaire, à l'abri de sources de chaleur.
Précautions particulières :	Usage Unique - Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé

Conditionnement :	50 sets / cartons // Dimensions Master carton :43.0*20.0*20.0cm/3.00kg
Réglementation / Norme(s) :	ISO 13485, CE0123 Class Is - Directive 93/42/EEC
Commande minimum :	8 x carton(s)
Nom du fabricant/fournisseur :	Dansu China Healthcare
Pays d'origine :	Chine
Durée de vie :	5 ans
Présence d'un numéro de lot :	Oui

