

Agrafeuse pour suture cutanée *Brightness™*



*Design ergonomique
et user friendly*



*Site chirurgicale facile
à détecter*



*Vérification visuelle
des agrafes restantes
dans la cartouche*

Caractéristique générales

Fabricant	Jiangsu Brightness Medical Devices
Pays d'origine	Chine
EC Rep	Lepu Medical (Europe) Cooperatief U.A
Conformité	Dispositif Médical – Classe IIa Directive européenne 93/42/CEE Certificat de conformité de marquage CE n° HD 601436990001 délivré par TÜV Rheinland, n° d'organisme 0197.

Caractéristiques Spécifiques

Reference Metze	PFW35
Conditionnement	Emballage Individuel. 6 pièces par boîte. 30 boîtes par cartons. 180 pcs / carton , Dimension Carton : 72*39*43cm / Poids Brut: 15.35kgs / carton
Conservation	Durée de vie du produit (dans l'emballage d'origine) : 3 ans Température: Tenir à l'abri des rayons solaires
Matériaux	Manche Agrafeuse: ABS Cartouche agrafes: PC Agrafes: acier inoxydable
Procédé de stérilisation	Stérilisation par Oxyde d'éthylène (E.O)
Usage Unique	Oui
Poids	60g
Dimensions agrafes	Voir ci-dessous
Dimension Agrafeuse	Voir ci-dessous

