

## Aiguilles Hypodermique KDL®

L'aiguille hypodermique usage unique KDL® peut être utilisée :

- Pour des injections,
  - Pour des prélèvements
- Compatible avec des seringues Luer Simple et Luer Lock
  - Conditionnées dans des emballages a ouverture facile
  - Aiguille Triple biseau



### Caractéristiques Generales

<b>Materiaux</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capuchon protecteur de l'aiguille</li> <li>• Aiguille :</li> <li>• Embase:</li> <li>• Lubrifiant :</li> <li>• Colle :</li> </ul>	<p>Polypropylène (PP)                  Acier inoxydable grade 304                  Polypropylène (PP)                  Huile de silicone, &lt;0.25g/mm2 Resine de type epoxy</p>
<b>Fabricant</b>	Zhejiang Kindly Medical Device Certification ISO 13485:2016 par le TUV SUD No Q50363360056	
<b>Pays d'origine</b>	Chine	
<b>Rep. Europeen</b>	Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)	
<b>Marquage CE</b>	Dispositif Médical – Classe IIa selon MDR 745/2017 Annex IX Certificat de conformité de marquage CE n° G100363360058 délivré par le TUV SÜD, n° d'organisme 0123.	
<b>Stérilité</b>	10-6 SAL (SAL = Sterility Assurance Level = Niveau d'Assurance de Stérilité) Procédé de stérilisation : oxyde d'éthylène conforme à la norme internationale EN ISO 11135.	
<b>Conservation</b>	Durée de vie du produit (dans l'emballage d'origine) : 3 ans Température: Tenir à l'abri des rayons solaires	

Produit Apyrogène: Oui  
 Présence de Latex : Non  
 Présence de DNR (caoutchouc naturel sec) :Non  
 Présence de Phtalates :Non  
 Présence de produits d'origine animale :Non

## Tableau des references

Reference	Taille (mm)	Couleur	Gauge x Inch
KD01-11425	1.2 x 25	●	18G x 1"
KD01-11440	1.2 x 40	●	18G x 1 ½"
KD01-11325	1.1 x 25	●	19G x 1"
KD01-11332	1.1 x 32	●	19G x 1 ¼"
KD01-11340	1.1 x 40	●	19G x 1 ½"
KD01-11240	0.9 x 40	●	20G x 1 ½"
KD01-11125	0.8 x 25	●	21G x 1"
KD01-11132	0.8 x 32	●	21G x 1 ¼"
KD01-11140	0.8 x 40	●	21G x 1 ½"
KD01-11150	0.8 x 50	●	21G x 2"
KD01-11025	0.7 x 25	●	22G x 1"
KD01-11032	0.7 x 32	●	22G x 1 ¼"
KD01-11040	0.7 x 40	●	22G x 1 ½"
KD01-10925	0.6 x 25	●	23G x 1"
KD01-10932	0.6 x 32	●	23G x 1 ¼"
KD01-10825	0.55 x 25	●	24G x 1"
KD01-10716	0.5 x 16	●	25G x 3/8"
KD01-10725	0.5 x 25	●	25G x 1"
KD01-10613	0.45 x 13	●	26G x 1/2"
KD01-10616	0.45 x 16	●	26G x 3/8"
KD01-10513	0.4 x 13	●	27G x 1/2"
KD01-10519	0.4 x 19	●	27G x 3/4"
KD01-10413	28G*13	●	28G x 1/2"
KD01-10416	28G*16	●	28G x 3/8"
KD01-10313	29G*13	●	29G x 1/2"
KD01-10316	29G*16	●	29G x 3/8"
KD01-10213	30G*13	●	30G x 1/2"

## Conditionnement et emballage

Type Emballage	Emballage unitaire	Pcs / boite	Pcs / carton	Dimensions Cartons
#1	Blister	100	2000	45x22x35cm
#2	Blister	100	10000	45x44x45CM

