


Aiguille Jamshidi Aspiration Moelle Osseuse



Fabricant	Wellgo Medical Products GmbH
Pays d'origine	Allemagne
Marquage CE	Dispositif Médical – Classe IIa Directive européenne 93/42/CEE
Stérilité	STERILE ETO (ISO10993-7)
Matériaux	Aiguille : Acier inoxydable (S/S 304) Manche : ABS Gaine protectrice : LDPE
Description	Destinée à la collecte d'échantillons de moelle osseuse. Il s'agit d'une aiguille composée de deux parties avec un arrêt d'aiguille ajustable et amovible. Elle possède une poignée ergonomique et un embout à luer lock.
Usage	Usage unique et jetable
Durée de vie	5 ans
Conditions de stockage	Entre 5-30°C et <70% d'humidité relative, à l'abri de la chaleur et de la lumière directe du soleil

Présence Latex : Non
Non pyrogénique



Importé & Distribué par: Metze SAS
10 rue de Penthièvre, 75008 Paris
commandes@metzecare.com

Avantages :

- **Conception de la pointe** : Ultra-aiguë et atraumatique pour minimiser l'inconfort du patient
- **Longueur d'aiguille ajustable**
- **Échelle de réglage** de la profondeur
- **Code couleur** pour identifier facilement la taille exacte
- **Manche** : Léger et ergonomique
- **Utilisation** : L'aiguille d'aspiration de moelle osseuse est conçue pour prélever un échantillon de la partie liquide du tissu mou à l'intérieur des os.

Références :

Référence	Diamètre (G)	Longueur aiguille (mm)	Longueur ajustable (mm)
081450	14	50	15mm – 50mm
081470	14	70	15mm – 70mm
081550	15	50	15mm – 50mm
081570	15	70	15mm – 70mm
081650	16	50	15mm – 50mm
081670	16	70	15mm – 70mm
081850	18	50	15mm – 50mm

Conditionnement et emballage

Conditionnement détaillé	
Emballage Individuel	Master Carton 10 pieces
Pouch en papier/plastique	48*12*10cm



Importé & Distribué par: Metze SAS

10 rue de Penthièvre, 75008 Paris

commandes@metzecare.com