

Aiguille de Biopsie Osseuse



Fabricant	Wellgo Medical Products GmbH
Pays d'origine	Allemagne
Marquage CE	Dispositif Médical – Classe IIa Directive européenne 93/42/CEE
Stérilité	STERILE ETO (ISO10993-7)
Matériaux	Aiguille : Acier inoxydable (S/S 304) Manche : ABS Gaine protectrice : LDPE
Description	L'aiguille de biopsie osseuse est conçue pour le prélèvement de tissus osseux. Elle se compose de deux parties, avec un manche ergonomique à emboîtement.
	Cette aiguille de biopsie osseuse combine ergonomie et sécurité pour le prélèvement de tissus osseux, garantissant une stérilité et une fiabilité conformes aux normes internationales.
Usage	Usage unique et jetable
Durée de vie	5 ans
Conditions de stockage	Entre 5-30°C et <70% d'humidité relative, à l'abri de la chaleur et de la lumière directe du soleil

Présence Latex : Non
Non pyrogénique



Importé & Distribué par: Metze SAS
10 rue de Penthièvre, 75008 Paris
commandes@metzecare.com

Avantages :

- **Conception de la pointe** : Ultra-aiguë et atraumatique pour minimiser l'inconfort du patient.
- **Canule de coupe** : Facilite un échantillonnage plus rapide et aisé.
- **Manche** : Léger et ergonomique, offrant une prise en main confortable et une utilisation aisée.
- **Utilisation** : Permet la biopsie de moelle osseuse en prélevant un échantillon du tissu spongieux interne des os.

Références :

Référence	Diamètre (G)	Longueur (cm)
070810	08	10
070815	08	15
070910	09	10
070915	09	15
071110	11	10
071115	11	15
071310	13	10
071315	13	15

Conditionnement et emballage

Conditionnement détaillé	
Emballage Individuel	Master Carton 10 pieces
Pouch en papier/plastique	48*12*10cm



Importé & Distribué par: Metze SAS

10 rue de Penthièvre, 75008 Paris

commandes@metzecare.com