

Aiguilles conventionnelles KDL[®]

References: KD0121G25, KD0121G38, KD0122G25, KD0122G38


Descriptif:

Aiguilles stériles pour prélèvement multiple de sang veineux pour un usage en médecine humaine par des professionnels de sante habilités.

- Facilite de Manipulation:**
- Manchon souple sur l'aiguille perce bouchon
 - Surfaces de préhension plates et non polies sur les capuchons protecteurs



Aiguilles conventionnelles KDL®



Caractéristiques Generales

Materiaux	<ul style="list-style-type: none"> • Capuchon aiguille perce-bouchon • Manchon • Capuchon aiguille I.V • Aiguille de prélèvement • Aiguille perce-bouchon • Embase 	<ul style="list-style-type: none"> Polyéthylène Elastomère de synthèse Polypropylène (PP) Acier inoxydable grade 304 Acier inoxydable ABS
Fabricant	Zhejiang Kindly Medical Device Certification ISO 13485:2016 par le TUV SUD No Q50363360056	
Pays d'origine	Chine	
Rep. Europeen	Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)	
Marquage CE	Dispositif Médical – Classe II Directive européenne 93/42/CEE Certificat de conformité de marquage CE n° G1 0336336 0054 délivré par le TUV SÜD, n° d'organisme 0123. Certificat disponible sur demande	
Stérilité	10-6 SAL (SAL = Sterility Assurance Level = Niveau d'Assurance de Stérilité) Procédé de stérilisation : oxyde d'éthylène conforme à la norme internationale EN ISO 11135.	
Conservation	Durée de vie du produit (dans l'emballage d'origine) : 3 ans Température: Tenir à l'abri des rayons solaires	



Produit Apyrogène: Oui
 Présence de Latex : Non
 Présence de DNR (caoutchouc naturel sec) :Non
 Présence de Phtalates :Non
 Présence de produits d'origine animale :Non

Caractéristiques spécifiques

Références Metze	KD0120G25	KD0120G38	KD0121G25	KD0121G38	KD0122G25	KD0122G38
Dimension de l'aiguille: Longueur (mm) x diamètre externe (mm, G)	25x9/10 (20G)	38x9/10 (20G)	25x8/10 (21G)	38x8/10 (21G)	25x7/10 (22G)	38x7/10 (22G)
Couleur	Jaune		Vert		Noir	

Conditionnement et emballage

Reference Metze	Conditionnement detaille	
	Boîte cartonnée 100 pcs	Master Carton 50 boites (50*100pcs)
KD0120G25, KD0120G38 KD0121G25, KD0121G38, KD0122G25, KD0122G38	130*83*72mm	44*28*41cm 13.2 kgs

Etiquetage

Etiquetage de type symbolique

	Emballage unitaire (blister)	Boîte de 48pcs	Master Carton
Nom du fabricant, unité, adresse, pays de fabrication	x	x	x
Nom du représentant européen, Mention marques déposées	x	x	x
Référence du produit	x	x	x
Stérile et mode de stérilisation	x	x	x
Marquage CE, Produit à usage unique	x	x	x
N° de lot, date de péremption	x	x	x
Notice avec mode d'utilisation sous forme graphique		x	
Rappel code couleur	x	x	x
Dimensions de l'aiguille et longueur de tubulure	x	x	x
Conditions de conservation	x	x	x
Nombre d'unités produit contenues dans l'emballage		x	x
Recommandations / précautions d'utilisation		x	
Mention "apyrogène", latex free	x	x	apyrogène

