

# Aiguilles conventionnelles avec fenetre flashback KDL®



## Description:

*Aiguilles stériles pour prélèvement multiple de sang veineux avec fenetre de visualisation (indicateur retour veineux) pour un usage en médecine humaine par des professionnels de sante habilités*

## Fabricant

- Zhejiang Kindly Medical Device
- Certification ISO 13485:2016 par le TUV SUD No Q50363360056

## Pays d'origine

- Chine

## Représentant européen

- Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)



## Marquage CE

- Dispositif Médical – Classe II Directive européenne 93/42/CEE  
Certificat de conformité de marquage CE n° G1 0336336 0054 délivré par le TUV SÜD, n° d'organisme 0123. Certificat disponible sur demande

## Stérilité

- Niveau de stérilité :  $10^{-6}$  SAL (SAL : Sterility Assurance Level = Niveau d'Assurance de Stérilité) . Procédé de stérilisation : oxyde d'éthylène conforme à la norme internationale EN ISO 11135.

## Conservation

- Tenir à l'abri des rayons solaires, stocker dans des conditions normales,

## Durée de vie du produit • 5 ans

### Produit Apyrogène

- |  |     |
|--|-----|
| • Présence de Latex :                        | Non |
| • Présence de DNR (caoutchouc naturel sec) : | Non |
| • Présence de Phtalates :                    | Non |
| • Présence de produits d'origine animale :   | Non |

## Conditionnement et emballage

Reference Metze	KD0221G38, KD0221G32, KD0221G25, KD0222G38, KD0222G32, KD0222G25		
Conditionnement détaillé	Emballage unitaire : sous blister PVC pelable (papier)	Boîte cartonnée de 100 unités	Carton de 20 boîtes (20 x 100pcs)
			40*26*31cm 7.3 KG

Unité de vente ● Carton de 1000 unités

## Caractéristiques spécifiques

Références Metze	KD0221G38	KD0221G32	KD0221G25	KD0222G38	KD0222G32	KD0222G25
Dimension de l'aiguille: Longueur (mm) x diamètre externe (mm, G)	38x8/10 (21G)	32x8/10 (21G)	25x8/10 (21G)	38x7/10 (22G)	32x7/10 (22G)	25x7/10 (22G)
Couleur	Vert			Noir		

## Etiquetage

*Etiquetage de type symbolique*

	Emballage unitaire (blister)	Boîte de 100	Master Carton
Nom du fabricant, unité, adresse, pays de fabrication	X	X	X
Nom du représentant européen, Mention marques déposées	X	X	X
Référence du produit	X	X	X
Stérile et mode de stérilisation	X	X	X
Marquage CE, Produit à usage unique	X	X	X
N° de lot, date de péremption	X	X	X
Notice avec mode d'utilisation sous forme graphique		X	
Rappel code couleur	X	X	X
Dimensions de l'aiguille et longueur de tubulure	X	X	X
Conditions de conservation	X	X	X
Nombre d'unités produit contenues dans l'emballage		X	X
Recommandations / précautions d'utilisation		X	
Mention "apyrogène", latex free	X	X	apyrogène



Importé & Distribué par: Metze SAS  
10 rue de Penthièvre, 75008 Paris  
[commandes@metzecare.com](mailto:commandes@metzecare.com)