


Anse d'Inoculation stérile 10µl



Utilisation:

Destinées à l'inoculation de spécimens biologiques dans des milieux de culture pour des analyses diagnostiques en laboratoire.

Exclusivement pour usage professionnel.

Caractéristiques:

- Matériau : Polystyrène cristal antichoc.
- Volume : 10 µL.
- Longueur Totale : 197 mm, avec une aiguille de 30 mm.
- Couleur : Bleu.
- Stérilisation : Stérilisées, sans latex ni pyrogène.

Caractéristiques Principales:

Fabricant	APTACA
Sterile	Stérile
Conformité	Fabriqué en conformité avec le règlement (UE) 98/79/CE
Materiau	POLYSTYRENE
Volume de prélèvement	10 µl
Longueur	197mm
Longueur aiguille	30mm
Longueur de poignée	135.5mm
Dimensions	Extérieur Ø6mm Intérieur Ø4 ±0.05 MM
Couleur	Bleu
Plage de température tolérée	MIN-10°C MAX +70°C
Durée de vie	5 ans
Poids (gr.)	1.0gr

Tableau des références:

REF.	Conditionnement	Pieces / carton	Info Carton
6010/SG	20pcs/paquet	2000	29x17.5x17cm / 2.4kgs
6011SG	5pcs/paquet	1000	29x17.5x17cm / 1.8kgs
6010/SG/CS	Emballage individual	400	29.3x17.5x24cm / 2.0kgs

