

## LAB-BOÎT-0855

Boîte de pétri, stérile en polystyrène, forme carré; 130\*130mm (Emballage individuel)



Photo non contractuelle

### Caracteristiques

### Spécification techniques

Color :	Transparent
Matériaux :	PS
Stérile :	EO Sterilized
Dimensions :	130*130mm
Emballage individuel :	oui
Conditionnement :	Emballage individuel; 150 pièces par carton // Dimensions Master carton :56.0*35.0*31.0cm/10.00kg
Réglementation / Norme(s) :	CE; EN ISO 14971:2009;EN 980:2008; EN 1041:2008; ISO 13485
Commande minimum :	1 x carton(s)
Nom du fabricant/fournisseur :	Zhejiang Aicor Medical Technology
Pays d'origine :	Chine
Durée de vie :	
Présence d'un numéro de lot :	Présence d'un numéro de lot : Oui



## LAB-BOÎT-0856

Boîte de pétri, stérile en polystyrène,  
Ø150mm (Emballage individuel)



Photo non contractuelle

Caracteristiques	Spécification techniques
Color :	Transparent
Matériaux :	PS
Stérile :	EO Sterilized
Diamètre :	150mm
Emballage individuel :	oui
Conditionnement :	Emballage individuel; 110 pièces par carton // Dimensions Master carton :56.0*35.0*31.0cm/8.00kg
Réglementation / Norme(s) :	CE; EN ISO 14971:2009;EN 980:2008; EN 1041:2008; ISO 13485
Commande minimum :	1 x carton(s)
Nom du fabricant/fournisseur :	Zhejiang Aicor Medical Technology
Pays d'origine :	Chine
Durée de vie :	
Présence d'un numéro de lot :	Présence d'un numéro de lot : Oui



## LAB-BOÎT-0857

Boîte de pétri, stérile en polystyrène,  
Ø92.5mm



Photo non contractuelle

### Caracteristiques

### Spécification techniques

Color : Transparent

Matériaux : PS

Stérile : EO Sterilized

Diamètre : ø92.5mm

Conditionnement : 10 pièces par sachet; 50 sachets par carton; 500 pièces par carton // Dimensions Master carton :48.5\*48.5\*34.0cm/10.00kg

Réglementation / Norme(s) : CE; EN ISO 14971:2009;EN 980:2008; EN 1041:2008; ISO 13485

Commande minimum : 1 x carton(s)

Nom du fabricant/fournisseur : Zhejiang Aicor Medical Technology

Pays d'origine : Chine

Durée de vie :

Présence d'un numéro de lot : Présence d'un numéro de lot : Oui



## LAB-BOÎT-0859

Boîte de pétri à deux compartiments, stérile, en polystyrène, Ø90mm



Photo non contractuelle

### Caracteristiques

### Spécification techniques

Color : Transparent

Matériaux : PS

Stérile : EO Sterilized

Diamètre : ø90mm

Conditionnement : 10 pièces par sachet; 50 sachets par carton; 500 pièces par carton // Dimensions Master carton :48.5\*48.5\*34.0cm/11.50kg

Réglementation / Norme(s) : CE; EN ISO 14971:2009;EN 980:2008; EN 1041:2008; ISO 13485

Commande minimum : 1 x carton(s)

Nom du fabricant/fournisseur : Zhejiang Aicor Medical Technology

Pays d'origine : Chine

Durée de vie :

Présence d'un numéro de lot : Présence d'un numéro de lot : Oui



## LAB-BOÎT-0860

Boîte de pétri à trois compartiments, stérile, en polystyrène, Ø90mm



Photo non contractuelle

Caracteristiques	Spécification techniques
Color :	Transparent
Matériaux :	PS
Stérile :	EO Sterilized
Diamètre :	ø90mm
Conditionnement :	10 pièces par sachet; 50 sachets par carton; 500 pièces par carton // Dimensions Master carton :48.5*48.5*34.0cm/11.50kg
Réglementation / Norme(s) :	CE; EN ISO 14971:2009;EN 980:2008; EN 1041:2008; ISO 13485
Commande minimum :	1 x carton(s)
Nom du fabricant/fournisseur :	Zhejiang Aicor Medical Technology
Pays d'origine :	Chine
Durée de vie :	
Présence d'un numéro de lot :	Présence d'un numéro de lot : Oui



## LAB-BOÎT-0861

Boîte de pétri, stérile, en polystyrène,  
Ø70mm



Photo non contractuelle

### Caracteristiques

### Spécification techniques

Color : Transparent

Matériaux : PS

Stérile : EO Sterilized

Diamètre : ø70mm

Conditionnement : 10 pièces par sachet; 90 sachets; 900 pièces par carton // Dimensions Master carton :48.5\*48.5\*34.0cm/10.00kg

Réglementation / Norme(s) : CE; EN ISO 14971:2009;EN 980:2008; EN 1041:2008; ISO 13485

Commande minimum : 1 x carton(s)

Nom du fabricant/fournisseur : Zhejiang Aicor Medical Technology

Pays d'origine : Chine

Durée de vie :

Présence d'un numéro de lot : Présence d'un numéro de lot : Oui



## LAB-BOÎT-0862

Boîte de pétri, stérile, en polystyrène,  
Ø55mm



Photo non contractuelle

### Caracteristiques

### Spécification techniques

Color : Transparent

Matériaux : PS

Stérile : EO Sterilized

Diamètre : ø55mm

Conditionnement : 18 pièces par sachet; 55 sachets; 990 pièces par carton // Dimensions Master carton :56.0\*35.0\*31.0cm/11.00kg

Réglementation / Norme(s) : CE; EN ISO 14971:2009;EN 980:2008; EN 1041:2008; ISO 13485

Commande minimum : 1 x carton(s)

Nom du fabricant/fournisseur : Zhejiang Aicor Medical Technology

Pays d'origine : Chine

Durée de vie :

Présence d'un numéro de lot : Présence d'un numéro de lot : Oui



## LAB-BOÎT-0863

Boîte de pétri, stérile, en polystyrène,  
Ø35mm



Photo non contractuelle

### Caracteristiques

### Spécification techniques

Color : Transparent

Matériaux : PS

Stérile : EO Sterilized

Diamètre : ø35mm

Conditionnement : 10 pièces par sachet; 300 sachets; 3000 pièces par carton // Dimensions Master carton :56.0\*35.0\*31.0cm/12.00kg

Réglementation / Norme(s) : CE; EN ISO 14971:2009;EN 980:2008; EN 1041:2008; ISO 13485

Commande minimum : 1 x carton(s)

Nom du fabricant/fournisseur : Zhejiang Aicor Medical Technology

Pays d'origine : Chine

Durée de vie :

Présence d'un numéro de lot : Présence d'un numéro de lot : Oui





## LAB-BOÎT-1186

Boîte de pétri, stérile en polystyrène, Ø90mm



Photo non contractuelle

### Caracteristiques

### Spécification techniques

Matière :	Polystyrène
Dimensions :	Ø90mm; H16mm
Stérile :	Par EO ou par rayonnement Gamma
Sans Dnase/Rnase et non pyrogénique :	Oui
Poids unitaire :	16g
Hauteur :	16mm
Poids :	16 g
surface de culture:	58 cm2
Conditionnement :	500 pcs par carton (10 pcs / sachet; 50 sachets / carton) // Dimensions Master carton :48.0*46.0*31.0cm/8.00kg
Réglementation / Norme(s) :	N/A
Commande minimum :	1 x carton(s)
Nom du fabricant/fournisseur :	Jiangsu Yuli Medical Instrument
Pays d'origine :	Chine
Durée de vie :	2 ans
Présence d'un numéro de lot :	Présence d'un numéro de lot : Oui




## LAB-BOÎT-1236

Boîte de pétri, stérile, en polystyrène, Ø35mm

LAB-BOIT-1236

Dimensions (Unit: mm)



### Caracteristiques

### Spécification techniques

Couleur :	Transparent
Matériaux :	PS
Stérile :	Sterilisation par Irradiation
Dimensions :	Ø35mm; hauteur: 10.8mm - voir schéma pour plus de détail
Traitement de surface :	Oui (existe sans)
Surface de croissance :	8,5 cm <sup>2</sup>
Capacité :	2-3.5ml
Conditionnement :	En sachet Peel to open, autoportant qui evite la contamination
Autres :	Sans DNase/RNase et apyrogène
Conditionnement :	10 pièces par sachet; 96 sachets par carton; // Dimensions Master carton :28.0*31.0*35.0cm/5.00kg
Réglementation / Norme(s) :	ISO 13485; ISO 9001
Commande minimum :	1 x carton(s)
Nom du fabricant/fournisseur :	Guangzhou Jet Bio-filtration
Pays d'origine :	Chine
Durée de vie :	2 ans
Présence d'un numéro de lot :	Oui



# FICHE TECHNIQUE

Metze  
care

## LAB-BOÎT-1237

Boîte de pétri, stérile, en polystyrène,  
Ø35mm sans traitement de surface

LAB-BOIT-1236

Dimensions (Unit: mm)




Photo non contractuelle

### Caracteristiques

### Spécification techniques

Color :	Transparent
Matériaux :	PS
Stérile :	EO Sterilized
Dimensions :	Ø35mm; hauteur: 10.8mm - voir schéma pour plus de détail
Traitement de surface :	Non traitée
Surface de croissance :	8,5 cm <sup>2</sup>
Autre :	sans Pyrogène

Conditionnement :	10 pièces par sachet; 96 sachets par carton; // Dimensions Master carton :28.0*31.0*35.0cm/5.00kg
Réglementation / Norme(s) :	ISO 13485; ISO 9001
Commande minimum :	1 x carton(s)
Nom du fabricant/fournisseur :	Guangzhou Jet Bio-filtration
Pays d'origine :	Chine
Durée de vie :	2 ans
Présence d'un numéro de lot :	Oui



# FICHE TECHNIQUE

Metze  
care

## LAB-BOÎT-1337

Boîte de pétri, stérile, en polystyrène,  
Ø60mm




Photo non contractuelle

### Caracteristiques

### Spécification techniques

Couleur :	Transparent
Matériaux :	PS
Stérile :	EO Sterilized 10-6 SAL
Dimensions :	diametre Ø55mm hauteur : 15mm
Caractéristiques :	fond plat, épaisseur uniforme des parois garantissant un fond sans distorsion
caractéristiques ( suite) :	La surface est lisse et sans stries pour maximiser la surface utilisable de croissance.
option 1 :	Avec ou sans traitement de surface
Conditionnement :	10 pièces par sachet; 50 sachets par carton // Dimensions Master carton :40.0*32.0*34.0cm/6.00kg
Réglementation / Norme(s) :	CE; EN ISO 14971:2009;EN 980:2008; EN 1041:2008; ISO 13485
Commande minimum :	1 x carton(s)
Nom du fabricant/fournisseur :	Pakgent Bioscience Limited
Pays d'origine :	Chine
Durée de vie :	
Présence d'un numéro de lot :	Oui