


Boîtes de pétri en plastique

Boîtes de Pétri, stériles, fabriquées en polystyrène (PS)

Caractéristiques:

- une bonne résistance mécanique (indéformable jusqu'à 60°C)
- une excellente qualité optique
- une bonne planéité
- Disponible en 3 tailles
- Couvercle à triple ventilation
- Empilable



Caractéristiques Générales

Fabricant	Biologix; Certification ISO9001 , ISO13485
Pays d'origine	Chine
Marquage CE	Dispositif médical de diagnostic in vitro directive européenne 98/79 – classe : non annexe II auto-déclaration de conformité (disponible sur demande)
Stérilité	Stérile Sterilisation EO
Conservation	Durée de vie du produit (dans l'emballage d'origine) : 3 ans Température: Tenir à l'abri des rayons solaires
Matériaux	Polystyrène (PS)
Caractéristiques du produit	une bonne résistance mécanique (indéformable jusqu'à 60°C) une excellente qualité optique une bonne planéité Couvercle à triple ventilation Empilable
Grade de pureté	Sans RNase et de Dnase Sans pyrogènes Sans ADN humain




Conditionnement

Reference	Dimensions	Poids unitaire	Conditionnement	Dimensions Master Carton
66-1515	150 x 15 mm	43.2g	10 pcs / sachet 20 sachets/carton	77*33*36cm / 10 KG
66-1560	60 x 15 mm	7.3g	10 pcs / sachet 50 sachets/carton	32*32*35cm / 4.2 KG
66-1501	90 x 15 mm	15.1g	10 pcs / sachet 50 sachets/carton	51*50*33cm / 10 KG




Caractéristiques Générales


Ref	Description	Dimensions (mm)						
		Diametre externe couvercle	Diametre externe Dish	Hauteur couvercle	Hauteur interne couvercle	Hauteur Dish	Hauteur interne Dish	Hauteur Boite
		A	B	C	D	E	F	G
66-1515	Boîte Petri 150 x 15 mm	148	144	8.5	6.3	14.3	12.4	15.8
66-1560	Boîte Petri 60 x 15 mm	57.5	53.6	10.1	8.7	14.2	12.8	16
66-1501	Boîte Petri 90 x 15 mm	90.3	86.5	7.9	6.7	12.7	11.3	14.1



REF: 66-1515



REF: 66-1501



REF: 66-1560