

## Casaque Chirurgicale stérile



### Caractéristique générales



Fabricant	Tuoren Medical Certification ISO 13485:2016 par Intertek 0154799
Pays d'origine	Chine
Conformité	Dispositif Médical – Classe Is selon MDR 745/2017 Annex IX Certificat de conformité de marquage CE n° 28620154742 délivré par Intertek, n° d'organisme 0413
Conservation	Durée de vie du produit (dans l'emballage d'origine) : 2 ans Température: Tenir à l'abri des rayons solaires
Procédé de stérilisation	Stérilisation par Oxyde d'éthylène (E.O)
Coloris	Corps et manches: Bleu Encolure et Poignets: Blanc
Usage Unique	Oui



Importé & Distribué par: Metze SAS  
10 rue de Penthièvre, 75008 Paris

✉ [commandes@metzecare.com](mailto:commandes@metzecare.com)  
☎ 01 88 61 13 86

### Matériaux:

Corps et manches	Fabrication SMS Matériau nontissé 43-45 g/m <sup>2</sup> en fibres de polypropylène
Encolure et Liens	Fabrication SMS Matériau nontissé 43-45 g/m <sup>2</sup> en fibres de polypropylène
Poignets	Polyester + coton
Velcro	Nylon, résine synthétique

Tissus d'origine animale : **Non**                      Substances médicamenteuses : **Non**  
 Dérivés de sang humain : **Non**                      Phtalates : **Non**  
 Latex de caoutchouc naturel : **Non**                      Polychlorure de vinyle : **Non**

### Tableau Références:

Reference Metze	Taille	Dimensions			Attache Cou
		Hauteur (cm)	Largeur (cm)	Longueur Manche (cm)	
TSG01S	S	120cm	120cm	59cm	Liens
TSG01M	M	120cm	150cm	59cm	Liens
TSG01L	L	130cm	160cm	59cm	Liens
TSG01XL	XL	140cm	170cm	60cm	Liens
TSG02S	S	120cm	120cm	59cm	Velcro
TSG02M	M	120cm	150cm	59cm	Velcro
TSG02L	L	130cm	160cm	59cm	Velcro
TSG02L	XL	140cm	170cm	60cm	Velcro

### Conditionnement

Emballage Individuel.  
 Taille S/M: 110 pcs / carton  
 Taille L/XL: 100 pcs par cartons.  
 Dimension Carton : 68cm x 49cm x 56cm / Poids Brut: 10 KGS / carton

Chaque unité est emballée dans un pouch papier/plastique scellé.  
 Le système d'emballage est conforme à la norme EN ISO 11601-1:2019.

## Photographie Produit

Attache dos: 4 liens



Emballage unitaire Pouch



Attache cou: Velcro ou Liens

