

## *Casaque Chirurgicale renforcée stérile*



*Casaque portée à l'envers pour une parfaite visualisation des zones renforcées*

## Casaque Chirurgicale renforcée stérile

### Caractéristique générales



Fabricant	Tuoren Medical Certification ISO 13485:2016 par Intertek 0154799
Pays d'origine	Chine
Conformité	Dispositif Médical – Classe Is selon MDR 745/2017 Annex IX Certificat de conformité de marquage CE n° 28620154742 délivré par Intertek, n° d'organisme 0413
Conservation	Durée de vie du produit (dans l'emballage d'origine) : 2 ans Température: Tenir à l'abri des rayons solaires
Procédé de stérilisation	Stérilisation par Oxyde d'éthylène (E.O)
Coloris	Corps et manches: Bleu Encolure et Poignets: Blanc
Usage Unique	Oui



### Matériaux:

Corps &amp; manches

Fabrication SMS

Matériau nontissé 43-45 g/m<sup>2</sup> en fibres de polypropylène

Renforcement Plastron &amp; manches

Renforcée avec une couche de PP +PE 35g/m<sup>2</sup>

Encolure &amp; Liens

Fabrication SMS

Matériau nontissé 43-45 g/m<sup>2</sup> en fibres de polypropylène

Poignets

Polyester + coton

Velcro

Nylon, résine synthétique

Tissus d'origine animale : **Non**Substances médicamenteuses : **Non**Dérivés de sang humain : **Non**Phtalates : **Non**Latex de caoutchouc naturel : **Non**Polychlorure de vinyle : **Non****Importé & Distribué par: Metze SAS**

10 rue de Penthièvre, 75008 Paris

✉ [commandes@metzecare.com](mailto:commandes@metzecare.com)

☎ 01 88 61 13 86



### Tableau Références:

Reference Metze	Taille	Dimensions		Longueur Manche (cm)	Attache Cou
		Hauteur (cm)	Largeur (cm)		
TSG03SR	S	120cm	120cm	59cm	Liens
TSG03MR	M	120cm	150cm	59cm	Liens
TSG03LR	L	130cm	160cm	59cm	Liens
TSG03XLR	XL	140cm	170cm	60cm	Liens
TSG04SR	S	120cm	120cm	59cm	Velcro
TSG04MR	M	120cm	150cm	59cm	Velcro
TSG04LR	L	130cm	160cm	59cm	Velcro
TSG04LR	XL	140cm	170cm	60cm	Velcro

### Conditionnement

Emballage Individuel.  
 Taille S/M: 110 pcs / carton  
 Taille L/XL: 100 pcs par cartons.  
 Dimension Carton : 68cm x 49cm x 56cm / Poids Brut: 10 KGS / carton

Chaque unité est emballée dans un pouch papier/plastique scellé.  
 Le système d'emballage est conforme à la norme EN ISO 11601-1:2019.

### Photographie Produit

#### Encolure et Plastron

*Endroit*



*Envers*



Attache cou: Velcro ou Liens

