

Gamme de collecteurs d'aiguilles **Dailymag**[®]

Caractéristiques Generales

Fabricants	Dailymag Magnetic Technology Certificat ISO 9001:2015 n° 10118Q15782R0S
Reglementation	MDD 93/42/EEC CLASS I NON STERILE EN ISO 23907 EN ISO 15223-1:2016

Caractéristiques Specifiques

Matériaux	Polypropylène (PP) Étanche et résistant aux perforations
Couvercles	Couvercles aux nombreuses fonctionnalités : <ul style="list-style-type: none">- fermetures provisoire et définitive- large ouverture pour tout déchet- nombreux opercules de désolidarisation des dispositifs médicaux
Coloris	Couvercle Rouge et collecteur Jaune




Reference : DMS-K0.2 (capacité 0.2L)

Dimensions collecteur(cm)	pcs / carton	Dim carton(cm)
7.6*3.8*10	200	38*36*42




Reference : DMS-K0.3 (capacité 0.3L)

Dimensions collecteur(cm)	pcs / carton	Dim carton(cm)
12*5.5*7	100	50X27X40



Reference : DMS-R0.7 (capacité 0.7L)

Dimensions collecteur(cm)	pcs / carton	Dim carton(cm)
9.5*7.5*13.5	100	37*32*54



Reference : DMS-T1 (capacité 1L)

Dimensions collecteur(cm)	pcs / carton	Dim carton(cm)
10.5*8*18	60	37*32*41



Reference : DMS-T2 (capacité 2L)

Dimensions collecteur(cm)	pcs / carton	Dim carton(cm)
19*11*16.5	40	40*27*45



Reference : DMS-F3 (capacité 3L)

Dimensions collecteur(cm)	pcs / carton	Dim carton(cm)
20*16*13.5	30	41*34*31.5



Reference : DMS-F4 (capacité 4L)

Dimensions collecteur(cm)	pcs / carton	Dim carton(cm)
24.5*20*14.5	24	51*42*24



Reference : DMS-F7 (capacité 7L)

Dimensions collecteur(cm)	pcs / carton	Dim carton(cm)
25*20*23	24	51*42*37



Reference : DMS-F7 (capacité 7L)

Dimensions collecteur(cm)	pcs / carton	Dim carton(cm)
20*20*26.5	24	44*42*45