

LAB-0063-MIN

Tube Cryogenique 1mL bouchon externe



Photo non contractuelle

Caracteristiques

Spécification techniques

Matière :	Polypropylène vierge
Volume :	1mL
Graduation :	Oui (0.5/1mL)
Fond :	Rond
Couleur bouchon :	Violet / Vert foncé / Vert clair / Rouge / Bleu / Jaune / Orange
Base :	Ailettes/Jupe
Stérile :	Oui
Température minimale :	- 196°C
Sans Dnase/Rnase et non pyrogénique :	Oui
Conditionnement :	100 pièces/sachet et 20 sachets/carton // Dimensions Master carton :27.0*20.0*21.0cm/5.00kg
Réglementation / Norme(s) :	CE directive 98/79/EC
Commande minimum :	1 x carton(s)
Nom du fabricant/fournisseur :	ShaoXing Shangyu Mingji Plastic
Pays d'origine :	Chine
Durée de vie :	5 ans
Présence d'un numéro de lot :	Présence d'un numéro de lot : Oui



LAB-0063-KAN

Tube Cryogénique 1mL fond conique
bouchon externe



Caracteristiques

Spécification techniques

Composants :	Polypropylène vierge
Volume :	1mL
Graduation :	Oui (0.5/1mL)
Fond :	conique
Couleur bouchon :	jaune
Base :	Jupe
Stérile :	Oui
Température minimale :	- 196°C
Sans Dnase/Rnase et non pyrogénique :	Oui
Conditionnement :	100 pièces/sachet et 20 sachets/carton // Dimensions Master carton :27.0*20.0*21.0cm/5.00kg
Réglementation / Norme(s) :	CE directive 98/79/EC
Commande minimum :	1 x carton(s)
Nom du fabricant/fournisseur :	Kangjian Medical Apparatus
Pays d'origine :	Chine
Durée de vie :	5 ans
Présence d'un numéro de lot :	Oui

LAB-0064-KAN

Tube Cryogénique 1.8mL fond rond bouchon externe



Caracteristiques

Spécification techniques

Composants :	Polypropylène vierge
Volume :	1.8 mL
Graduation :	Oui (0.5/1/1.8mL)
Fond :	Rond
Couleur bouchon :	Violet / Vert foncé / Vert clair / Rouge / Bleu / Jaune / Orange
Base :	sans
Stérile :	Oui
Température minimale :	- 196°C
Sans Dnase/Rnase et non pyrogénique :	Oui
Conditionnement :	100 pièces/sachet et 20 sachets/carton // Dimensions Master carton :38.0*31.0*16.0cm/6.00kg
Réglementation / Norme(s) :	CE directive 98/79/EC
Commande minimum :	1 x carton(s)
Nom du fabricant/fournisseur :	Kangjian Medical Apparatus
Pays d'origine :	Chine
Durée de vie :	5 ans
Présence d'un numéro de lot :	Oui

LAB-0064-MIN

Tube Cryogénique 2mL bouchon externe



Photo non contractuelle

Caracteristiques

Spécification techniques

Matière :	Polypropylène vierge
Volume :	2mL
Graduation :	Oui (0.5/1/1.8mL)
Fond :	Rond
Couleur bouchon :	Violet / Vert foncé / Vert clair / Rouge / Bleu / Jaune / Orange
Base :	Ailettes/Jupe
Stérile :	Oui
Température minimale :	- 196°C
Sans Dnase/Rnase et non pyrogénique :	Oui
Conditionnement :	100 pièces/sachet et 20 sachets/carton // Dimensions Master carton :38.0*31.0*16.0cm/6.00kg
Réglementation / Norme(s) :	CE directive 98/79/EC
Commande minimum :	1 x carton(s)
Nom du fabricant/fournisseur :	ShaoXing Shangyu Mingji Plastic
Pays d'origine :	Chine
Durée de vie :	5 ans
Présence d'un numéro de lot :	Présence d'un numéro de lot : Oui



LAB-0065-MIN

Tube Cryogenique 3mL bouchon externe



Photo non contractuelle

Caracteristiques

Spécification techniques

Matière :	Polypropylène vierge
Volume :	3mL
Graduation :	Oui (0.5/1/1.5/2/2.8mL)
Fond :	Rond
Couleur bouchon :	Violet / Vert foncé / Vert clair / Rouge / Bleu / Jaune / Orange
Base :	Ailettes/Jupe
Stérile :	Oui
Température minimale :	- 196°C
Sans Dnase/Rnase et non pyrogénique :	Oui
Conditionnement :	100 pièces/sachet et 20 sachets/carton // Dimensions Master carton :47.0*47.0*22.0cm/7.00kg
Réglementation / Norme(s) :	CE directive 98/79/EC
Commande minimum :	1 x carton(s)
Nom du fabricant/fournisseur :	ShaoXing Shangyu Mingji Plastic
Pays d'origine :	Chine
Durée de vie :	5 ans
Présence d'un numéro de lot :	Présence d'un numéro de lot : Oui



LAB-0066-MIN

Tube Cryogenique 4mL bouchon externe



Photo non contractuelle

Caracteristiques

Spécification techniques

Matière :	Polypropylène vierge
Volume :	4mL
Graduation :	Oui (0.5/1/1.5/2/2.5/3/3.6mL)
Fond :	Rond
Couleur bouchon :	Violet / Vert foncé / Vert clair / Rouge / Bleu / Jaune / Orange
Base :	Ailettes/Jupe
Stérile :	Oui
Température minimale :	- 196°C
Sans Dnase/Rnase et non pyrogénique :	Oui
Conditionnement :	100 pièces/sachet et 20 sachets/carton // Dimensions Master carton :44.0*34.0*20.0cm/8.00kg
Réglementation / Norme(s) :	CE directive 98/79/EC
Commande minimum :	1 x carton(s)
Nom du fabricant/fournisseur :	ShaoXing Shangyu Mingji Plastic
Pays d'origine :	Chine
Durée de vie :	5 ans
Présence d'un numéro de lot :	Présence d'un numéro de lot : Oui



LAB-0081-FR-KAN

Cryotube 4.5 ml fond rond à pas de vis externe joint silicone et surface d'inscription



Caracteristiques

Spécification techniques

Caractéristiques Tube :	Fond rond, $\varnothing 12 \times 77$ mm, Polypropylène vierge
Volume :	4.5mL
Graduation :	Oui tous les 1/10 ml. de 1ml à 4.5ml
Fond :	Rond
type bouchon :	pas de vis externe, avec joint o'ring
surface d'inscription :	avec
Stérile :	Par irradiation gamma (10-6 SAL)
Plage de température :	- 196°C à 121°C
Sans Dnase/Rnase et non pyrogénique :	Oui
Conditionnement :	50 tubes /sachet , 40 sachets / carton // Dimensions Master carton :30.0*38.0*50.0cm/10.00kg
Réglementation / Norme(s) :	CE directive 98/79/EC
Commande minimum :	2 x carton(s)
Nom du fabricant/fournisseur :	Kangjian Medical Apparatus
Pays d'origine :	Chine
Durée de vie :	5 ans
Présence d'un numéro de lot :	Oui



LAB-0081-MIN

Tube Cryogenique 5mL bouchon Externe



Caracteristiques

Spécification techniques

Composants :	Polypropylène vierge
Volume :	5mL
Graduation :	Oui (0.5/1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4,5/5mL)
Fond :	Rond
Couleur bouchon :	Violet
Base :	Ailettes/Jupe
Stérile :	Oui
Température minimale :	- 196°C
Sans Dnase/Rnase et non pyrogénique :	Oui
Conditionnement :	100 pièces/sachet et 20 sachets/carton // Dimensions Master carton :44.0*34.0*20.0cm/9.00kg
Réglementation / Norme(s) :	CE directive 98/79/EC
Commande minimum :	1 x carton(s)
Nom du fabricant/fournisseur :	ShaoXing Shangyu Mingji Plastic
Pays d'origine :	Chine
Durée de vie :	5 ans
Présence d'un numéro de lot :	Oui