

Seringues Enterales à usage unique

Seringues Enterales à usage unique avec adaptateur ENFit® femelle conforme à l'ISO 80369-3 EN. Pour l'administration d'aliments, de médicaments et de liquides, pour la décompression et le rinçage

Vaste choix de tailles pour une utilisation en toute sécurité chez les nouveaux nés, les enfants et les adultes

Manipulation confortable pour l'utilisateur

- **Cylindre d'injection transparent** pour une visualisation du contenu.
- **Visualisation précise** et graduation résistante.
- **Prise en main sécurisée** grâce à une poignée antidérapante.
- **Glissement doux** et régulier du piston.
- **Arrêt de sécurité sensible** pour éviter un retrait involontaire du piston du cylindre d'injection.



✓ CE MDD
✓ MDR application en cours

REF	Désignation du produit	Taille	Qté/emb.	Sans Latex	Sans PVC	Sans DEHP	Sans BPA
DA 1021 0110	Seringue entérale, à usage unique, avec embout centré, Low-Dose Tip et ENFit®	1 ml	100	●	●	●	●
DA 1021 0310	Seringue entérale, à usage unique, avec embout centré, Low-Dose Tip et ENFit®	3 ml	100	●	●	●	●
DA 1021 0510	Seringue entérale, à usage unique, avec embout centré, Low-Dose Tip et ENFit®	5 ml	100	●	●	●	●
DA 1021 0500	Seringue entérale, à usage unique, avec embout centré et ENFit®	5 ml	100	●	●	●	●
DA 1021 1000	Seringue entérale, à usage unique, avec embout centré et ENFit®	10 ml	100	●	●	●	●
DA 1021 2000	Seringue entérale, à usage unique, avec embout centré et ENFit®	20 ml	100	●	●	●	●
DA 1021 6001	Seringue entérale, à usage unique, avec embout excentré et ENFit®	60 ml	100	●	●	●	●
DA 1021 9900	Seringue entérale, à usage unique, avec embout centré et ENFit®	100 ml	25	●	●	●	●

Tous les produits sont destinés à un usage unique et ils sont présentés dans des emballages individuels stériles. D'autres tailles sont disponibles sur demande.



Importé & Distribué par: Metze SAS

10 rue de Penthièvre, 75008 Paris

commandes@metzecare.com