

Aiguille Biopsie CHIBA



Caractéristiques Générales

Fabricant	Wellgo Medical Products GmbH
Pays d'origine	Germany
Marquage CE	Dispositif Médical – Classe IIa Directive européenne 93/42/CEE
Stérilité	STERILE (ISO11737-2) ETO (ISO10993-7)
Matériaux	Aiguille : S/S304 Protection : LDPE
Usage	Jetable, usage unique
Durée de vie	5ans
Avantages	Code couleur disponible pour identifier facilement la taille des aiguilles
	Avec stabilisateur de profondeur
	Canule marquée en centimètres
	Conception de pointe d'aiguille échogène pour une visibilité échographique optimale

Produit Apyrogène: Oui

Présence de Latex : Non

Tableau des références

REFERENCE	10cm	15cm	20cm	25cm
18G	061810	061815	061820	061825
20G	062010	062015	062020	062025
21G	062110	062115	062120	062125
22G	062210	062215	062220	062225

Conditionnement et emballage

Conditionnement détaillé	
Emballage Individuel	Master Carton 25 pieces
Pouch en papier/plastique	30*30*20cm 2 kgs



Importé & Distribué par: Metze SAS

10 rue de Penthièvre, 75008 Paris

commandes@metzecare.com