

## Cryotube Autoporté

Pour la collecte et le stockage d'échantillons utilisés dans les domaines de biologie cellulaire, biologie moléculaire et découverte de médicaments

Nos tubes cryogéniques possèdent les caractéristiques suivantes :

- Tubes avec joint O-ring
- Couleur : Transparent avec bouchon de couleur
- Bouchon prémonté sur le tube
- Contenance : 0,5 ml 1,5 ml 2,0ml
- Température d'utilisation : -196° à 121°



## Caractéristiques Generales

Fabricant	Pakgent Bioscience Limited Certification ISO900 , ISO1348S
Pays d'origine	Chine
Marquage CE	Dispositif médical de diagnostic in vitro directive européenne 98/79 – classe : non annexe II auto-déclaration de conformité (disponible sur demande )
Stérilité	<b>stérilisation par rayon-beta</b> → même niveau que l'irradiation gamma → moins agressif pour les plastiques → Ne laisse pas de résidus toxiques sur le produit comme le fait habituellement la stérilisation au gaz sur le produit → Certificat d'analyse pour chaque lot disponible sur demande.
Conservation	Durée de vie du produit (dans l'emballage d'origine) : 3 ans Température: Tenir à l'abri des rayons solaires
Matériaux	100 % Polypropylène vierge de grade médical Sans Dnase/Rnase et non pyrogénique

## Caractéristiques spécifiques

### Cryotube à bouchon à vis de 0,5ml, autoporté, avec joint O-ring



Référence	Couleur Bouchon	Conditionnement
STSS-509CN	transparent	500/sachet, 10 sachets/caisse
STSS-509CR	rouge	500/sachet, 10 sachets/caisse
STSS-509CB	bleu	500/sachet, 10 sachets/caisse
STSS-509CP	violet	500/sachet, 10 sachets/caisse
STSS-509CY	jaune	500/sachet, 10 sachets/caisse
STSS-509CG	vert	500/sachet, 10 sachets/caisse

### Cryotube à bouchon à vis de 1,5ml, autoporté, avec joint O-ring



Référence	Couleur Bouchon	Conditionnement
STSS-510CN	transparent	500/sachet, 10 sachets/caisse
STSS-510CR	rouge	500/sachet, 10 sachets/caisse
STSS-510CB	bleu	500/sachet, 10 sachets/caisse
STSS-510CP	violet	500/sachet, 10 sachets/caisse
STSS-510CY	jaune	500/sachet, 10 sachets/caisse
STSS-510CG	vert	500/sachet, 10 sachets/caisse
STSS-510AM	ambré	500/sachet, 10 sachets/caisse

**Cryotube à bouchon à vis de 2.0ml, autoporté, avec joint O-ring**

Référence	Couleur Bouchon	Conditionnement
STSS-511CN	transparent	500/sachet, 10 sachets/caisse
STSS-511CR	rouge	500/sachet, 10 sachets/caisse
STSS-511CB	bleu	500/sachet, 10 sachets/caisse
STSS-511CP	violet	500/sachet, 10 sachets/caisse
STSS-511CY	jaune	500/sachet, 10 sachets/caisse
STSS-511CG	vert	500/sachet, 10 sachets/caisse
STSS-511AM	ambré	500/sachet, 10 sachets/caisse

**Cryotube à bouchon à vis, autoporté, avec joint O-ring, transparent, stérile**

Référence	Couleur Bouchon	Conditionnement
STSS-509CNS	0,5mm	500/sachet, 10 sachets/caisse
STSS-510CNS	1,5mm	500/sachet, 10 sachets/caisse
STSS-511CNS	2,0mm	500/sachet, 10 sachets/caisse

