

FICHE TECHNIQUE POINTES 5ML ET 10ML PakGent®

Caracteristiques generales


FABRICANT	PAKGENT BIOSCIENCE
CERTIFICATION	ISO900, ISO13485
MARQUAGE CE	Dispositif médical de diagnostic in vitro directive européenne 98/79 – classe : non annexe II auto-déclaration de conformité (disponible sur demande)
STÉRILITÉ	stérilisation par rayon-beta →même niveau que l'irradiation gamma →moins agressif pour les plastiques →Ne laisse pas de résidus toxiques sur le produit comme le fait habituellement la stérilisation au gaz sur le produit →Certificat d'analyse pour chaque lot disponible sur demande.
MATÉRIAUX	100 % Polypropylène vierge de grade médical

- Haute précision et meilleure étanchéité : Les pointes de pipette sont fabriquées avec soin, il n'y a pas de fuite d'air ou de retour.
- Facilité d'utilisation : matériau souple et flexible pour un chargement et une éjection aisés des pointes, les pointes de pipette universelles réduisent le risque de lésions dues au stress répétitif (RSI) et la surface intérieure lisse empêche les fuites et les résidus.
- Pratique et stérile : L'emballage des pointes de pipette en rack permet de les charger directement sur la pipette.
- Compatible avec la plupart des marques telles que Eppendorf, Biohit, DLAB, Brand, Thermo, Sartorius etc.




Pointes transparentes, pour Pipette Eppendorf, Biohit, DLAB, Sartorius

Pointe Pipette 5ml



Référence Metzcare	Avec Filtre	Sterile	Conditionnement	Pack
PT-5000R-E	-	✓	Sur rack	24/rack, 30racks/cartons
PT-5000RF-E	✓	✓	Sur rack	24/rack, 30racks/cartons
PT-5000B-E	-	-	En vrac	100/sachets, 20 sachets/cartons
PT-5000BF-E	✓	-	En vrac	100/sachets, 20 sachets/cartons


Pointe Pipette 10ml



Référence Metzcare	Avec Filtre	Sterile	Conditionnement	Pack
PT-10000R-E	-	✓	Sur rack	24/rack, 40racks/cartons
PT-10000RF-E	✓	✓	Sur rack	24/rack, 40racks/cartons
PT-10000B-E	-	-	En vrac	100/sachets, 10 sachets/cartons
PT-10000BF-E	✓	-	En vrac	100/sachets, 10 sachets/cartons


Pointes transparentes, pour Pipette Thermofisher, Brand

Pointe Pipette 5ml



Référence Metzcare	Avec Filtre	Sterile	Conditionnement	Pack
PT-5000R-T	-	✓	Sur rack	40/rack, 40racks/cartons
PT-5000RF-T	✓	✓	Sur rack	40/rack, 40racks/cartons
PT-5000B-T	-	-	En vrac	100/sachets, 20 sachets/cartons
PT-5000BF-T	✓	-	En vrac	100/sachets, 20 sachets/cartons

Pointe Pipette 10ml



Référence Metzcare	Avec Filtre	Sterile	Conditionnement	Pack
PT-10000R-T	-	✓	Sur rack	24/rack, 40racks/cartons
PT-10000RF-T	✓	✓	Sur rack	24/rack, 40racks/cartons
PT-10000B-T	-	-	En vrac	100/sachets, 10 sachets/cartons
PT-10000BF-T	✓	-	En vrac	100/sachets, 10 sachets/cartons

Liste de compatibilité

PIPETTE BRAND		Eppendorf		Thermo scientific		Biohit		DLAB		Brand		PakGent	
		Research plus	Research plus	Finnpipette F3	Finnpipette F3	Proline Plus	Proline Plus	HiPette	HiPette	Transferpette® S	Transferpette® S	HSPette	HSPette
PRODUCT NO.	PIPETTE VOLUME	0.5-5ml	1-10ml	0.5-5ml	1-10ml	500-5000ul	1-10ml	1000-5000ul	2-10ml	500-5000ul	1000-10000ul	1000-5000ul	2-10ml
PT-5000B-E	500-5000ul	√				√		√				√	
PT-5000BF-E	500-5000ul	√				√		√				√	
PT-5000R-E	500-5000ul	√				√		√				√	
PT-5000RF-E	500-5000ul	√				√		√				√	
PT-10000B-E	1000-10000ul		√				√		√				√
PT-10000BF-E	1000-10000ul		√				√		√				√
PT-10000R-E	1000-10000ul		√				√		√				√
PT-10000RF-E	1000-10000ul		√				√		√				√
PT-5000B-T	500-5000ul			√						√			
PT-5000BF-T	500-5000ul			√						√			
PT-5000R-T	500-5000ul			√						√			
PT-5000RF-T	500-5000ul			√						√			
PT-10000B-T	1000-10000ul				√						√		
PT-10000BF-T	1000-10000ul				√						√		
PT-10000R-T	1000-10000ul				√						√		
PT-10000RF-T	1000-10000ul				√						√		