


Metze
care

POINTES POUR MICROPIPETTE RAININ **FIT LTS**
PakGent[®]



www.metzecare.com



Commandes@metzecare.com


Caracteristiques Générales

FABRICANT	PAKGENT BIOSCIENCE
CERTIFICATION	ISO900, ISO13485
MARQUAGE CE	Dispositif médical de diagnostic in vitro directive européenne 98/79 classe : non annexe II auto-déclaration de conformité (disponible sur demande)
STÉRILITÉ	stérilisation par rayon-beta →même niveau que l'irradiation gamma →moins agressif pour les plastiques →Ne laisse pas de résidus toxiques sur le produit comme le fait habituellement la stérilisation au gaz sur le produit →Certificat d'analyse pour chaque lot disponible sur demande.
MATÉRIAUX	100 % Polypropylène vierge de grade médical




Caracteristiques Spécifiques

- ✓ Facile à manipuler pour l'opérateur
- ✓ Plus facile/plus léger à éjecter
- ✓ Distribution plus précise de l'échantillon
- ✓ Puits d'étanchéité entre la pipette et l'embout de la pipette
- ✓ Disponible en rack/recharge avec ou sans filtre
- ✓ Une version à faible rétention est disponible




20ul Fit LTS Pipette, sterile

Référence Metzcare	Avec filtre	Faible rétention	Conditionnement	Pack
RT20R	-	-	Sur rack	96/rack, 50racks/carton
RT20R-L	-	✓	Sur rack	96/rack, 50racks/carton
RT20RF	✓	-	Sur Rack	96/rack, 50racks/carton
RT20RF-L	✓	✓	Sur Rack	96/rack, 50racks/carton
RT20B	-	-	En Vrac	1,000/sachets,40 sachets/cartons
RT20B-L	-	✓	En Vrac	1,000/sachets,40 sachets/cartons
RT20-REF	-	-	Recharge Refill	96/rack, 10racks/unité, 10unités/carton
RT20-REF-L	-	✓	Recharge Refill	96/rack, 10racks/unité, 10unités/carton




1000ul Fit LTS Pipette, sterile

Référence Metzcare	Avec filtre	Faible rétention	Conditionnement	Pack
RT1000R	-	-	Sur rack	96/rack, 50racks/carton
RT1000R-L	-	✓	Sur rack	96/rack, 50racks/carton
RT1000RF	✓	-	Sur Rack	96/rack, 50racks/carton
RT1000RF-L	✓	✓	Sur Rack	96/rack, 50racks/carton
RT1000B	-	-	En Vrac	1,000/sachets,10 sachets/cartons
RT1000B-L	-	✓	En Vrac	1,000/sachets,10 sachets/cartons
RT1000-REF	-	-	Recharge Refill	96/rack, 8racks/unité, 10unités/carton
RT1000-REF-L	-	✓	Recharge Refill	96/rack, 8racks/unité, 10unités/carton




200ul Fit LTS Pipette, sterile

Référence Metzcare	Avec filtre	Faible rétention	Conditionnement	Pack
RT200R	-	-	Sur rack	96/rack, 50racks/carton
RT200R-L	-	✓	Sur rack	96/rack, 50racks/carton
RT200RF	✓	-	Sur Rack	96/rack, 50racks/carton
RT200RF-L	✓	✓	Sur Rack	96/rack, 50racks/carton
RT200B	-	-	En Vrac	1,000/sachets,20 sachets/cartons
RT200B-L	-	✓	En Vrac	1,000/sachets,20 sachets/cartons
RT200-REF	-	-	Recharge Refill	96/rack, 10racks/unité, 10unités/carton
RT200-REF-L	-	✓	Recharge Refill	96/rack, 10racks/unité, 10unités/carton



1200ul Fit LTS Pipette, sterile

Référence Metzcare	Avec filtre	Faible rétention	Conditionnement	Pack
RT1200R	-	-	Sur rack	96/rack, 50racks/carton
RT1200R-L	-	✓	Sur rack	96/rack, 50racks/carton
RT1200RF	✓	-	Sur Rack	96/rack, 50racks/carton
RT1200RF-L	✓	✓	Sur Rack	96/rack, 50racks/carton
RT1200B	-	-	En Vrac	1,000/sachets,10 sachets/cartons
RT1200B-L	-	✓	En Vrac	1,000/sachets,10 sachets/cartons



300ul Fit LTS Pipette, sterile

Référence Metzcare	Avec filtre	Faible rétention	Conditionnement	Pack
RT300R	-	-	Sur rack	96/rack, 50racks/carton
RT300R-L	-	✓	Sur rack	96/rack, 50racks/carton
RT300RF	✓	-	Sur Rack	96/rack, 50racks/carton
RT300RF-L	✓	✓	Sur Rack	96/rack, 50racks/carton
RT300B	-	-	En Vrac	1,000/sachets,20 sachets/cartons
RT300B-L	-	✓	En Vrac	1,000/sachets,20 sachets/cartons
RT300-REF	-	-	Recharge Refill	96/rack, 8racks/unité, 10unités/carton
RT300-REF-L	-	✓	Recharge Refill	96/rack, 8racks/unité, 10unités/carton



Liste de compatibilité

RAININ (XLS)		PIPETTE TIPS										FILTER TIPS										
PIPETTE BRAND	PRODUCT NO.	RT020R	RT020R-L	RT200R	RT200R-L	RT300R	RT300R-L	RT1000R	RT1000R-L	RT1200R	RT1200R-L	RT020RF	RT020RF-L	RT200RF	RT2000RF-L	RT300RF	RT3000RF-L	RT1000RF	RT1000RF-L	RT1200RF	RT1200RF-L	
PIPETTE VOLUME		0.1-20UL	0.1-20UL	1-200UL	1-200UL	1-300UL	1-300UL	100-1000UL	100-1000UL	100-1200UL	100-1200UL	0.1-20UL	0.1-20UL	1-200UL	1-200UL	1-300UL	1-300UL	100-1000UL	100-1000UL	100-1200UL	100-1200UL	
Rainin pipette Lite (XLS)	0.1-2ul	√	√									√	√									
	0.5-10ul	√	√									√	√									
	2-20ul	√	√									√	√									
	10-100ul			√	√									√	√							
	20-200ul			√	√									√	√							
	20-300ul					√	√									√	√					
	100-1000ul							√	√									√	√			
	100-1200ul									√	√									√	√	

RAININ		PIPETTE TIPS						FILTER TIPS					
PIPETTE BRAND	PRODUCT NO.	RT020R	RT020R-L	RT200R	RT200R-L	RT1000R	RT1000R-L	RT020RF	RT020RF-L	RT200RF	RT2000RF-L	RT1000RF	RT1000RF-L
PIPETTE VOLUME		0.1-20UL	0.1-20UL	1-200UL	1-200UL	100-1000UL	100-1000UL	0.1-20UL	0.1-20UL	1-200UL	1-200UL	100-1000UL	100-1000UL
Rainin pipette Lite (XLS)	0.1-2ul	√	√					√	√				
	0.5-10ul	√	√					√	√				
	2-20ul	√	√					√	√				
	10-100ul			√	√					√	√		
	20-200ul			√	√					√	√		
	20-300ul											√	√
	100-1000ul					√	√					√	√
Rainin pipette Lite (LTS)	0.1-2ul	√	√					√	√				
	0.5-10ul	√	√					√	√				
	2-20ul	√	√					√	√				
	10-100ul			√	√					√	√		
	20-200ul			√	√					√	√		
	100-1000ul					√	√					√	√