


Test rapide CRP semi-quantitatif

• Test rapide semi-quantitatif CRP

- La protéine C-reative (CRP) est une protéine de phase aigue synthétisée dans le foie qui joue un rôle dans l'immunité innée en tant que système de défense précoce contre les infections.
- La CRP est principalement utilisée comme marqueur précoce de l'inflammation qui permet de différencier les infections bactériennes des infections virales

Cassette de test rapide CRP semi-quantitatif JusChek®

Caractéristiques	Bénéfices	Contenu du Kit
Résultats Semi-quantitatifs	Diagnostic rapide pour décider d'une thérapie	<ul style="list-style-type: none"> • Cassettes (x10) • Tubes en PP avec solution tampon (x10) • Pipette de transfert (x10) • Tubes capillaires (x10) • Notice (x1)
Resultas en 5 minutes	Décisions thérapeutiques plus rapides	
Protocole simple de test sur sang total	Convient pour une utilisation sur lieu d'intervention	




Analyse et comparaisons des marqueurs inflammatoires

	CRP	Globule Blanc
Vitesse de réaction pendant l'infection	S'élève rapidement lors de l'apparition d'une infection bactérienne. Les pics sont atteints en 2 à 3 jours et augmentent avec un facteur allant jusqu'à plusieurs centaines	S'élève lentement, diminue également lentement après un traitement efficace.
Facteurs d'influence	La CRP n'est pas affecté par l'âge, la physiologie, l'état immunitaire, les traitements médicamenteux, etc.	L'âge, la grossesse, accouchement, les médicaments, etc.
Activité des maladies apparentées	Reflète de manière dynamique l'activité de la maladie	Ne reflète pas l'activité de la maladie
Diagnostic différentiel	Diminue rapidement après la guérison	Difficile d'identifier les infections bactériennes et les infections virales.
Seuils de détection	<10mg/L	Globule blanc: $4.0 \cdot 10^9/L$ Neutrophile : 50-70%

Parce qu'elle augmente lors d'une infection bactérienne, la CRP est principalement utilisée pour détecter les infections bactériennes.

Procédure simple



Information de commande et référence

Référence	Désignation produit	Specimen	Format	Tests par boîte	Seuils de détection	Conformité	Conditionnement
CCR-U402	Cassette de test rapide semi-quantitatif CRP	(Sang total/ Sérums/ Plasma)	Cassette	10 T	10-40-80µg/mL	CE	10 Test / boîte 80 boîtes / cartons 67*37*30CM / carton 13 kgs