

Aiguille Biopsie compatible Magnum



Caractéristiques Générales

Fabricant	Wellgo Medical Products GmbH
Pays d'origine	Germany
Marquage CE	Dispositif Médical – Classe IIa Directive européenne 93/42/CEE
Stérilité	STERILE (ISO11737-2) ETO (ISO10993-7)
Matériaux	Aiguille : S/S304 Protection : LDPE
Usage	Jetable, usage unique
Durée de vie	5ans
Avantages	Possibilité de prélever plusieurs échantillons du même patient
	Pointe d'aiguille échogène pour une visibilité échographique optimale
	Code couleur disponible pour identifier facilement la taille des aiguilles
	Canule marquée en centimètres
	Compatible avec les pistolets réutilisables W-Core II et Bard Magnum

Produit Apyrogène: Oui

Présence de Latex : Non

Tableau des références

REFERENCE	09cm	10cm	15cm	16cm	20cm	25cm	30cm
14G	021409W	021410W	021412W	021416W	021420W	-	-
16G	021609W	021610W	021615W	021616W	021620W	021625W	-
18G	021809W	021810W	021815W	021816W	021820W	021825W	021830W
20G	022009W	022010W	022015W	-	022020W	-	-

Conditionnement et emballage

Conditionnement détaillé	
Emballage Individuel	Master Carton 20 pieces
Pouch en papier/plastique	48*10*12cm 2 kgs



Importé & Distribué par: Metze SAS

10 rue de Penthièvre, 75008 Paris

commandes@metzecare.com