

LAB-HISTO-C-Y

Lames porte objet avec plage de couleurs
bords rodés 90°



Photo non contractuelle

Caracteristiques

Spécification techniques

| | |
|---------------------|--|
| Description : | Lames en verre Borosilicate lavées dégraissées avec plage dépolie colorée sur un côté/ dimensions lame: 25.4*76.2mm / épaisseur lame: 1-1.2 mm |
| LAB-HIT-C-Y-7109W : | plage dépolie sur une face couleur Blanche / bords: rodés 90° |
| LAB-HIT-C-Y-7109O : | plage dépolie sur une face couleur Orange / bords: rodés 90° |
| LAB-HIT-C-Y-7109Y : | plage dépolie sur une face couleur Jaune / bords: rodés 90° |
| LAB-HIT-C-Y-7109G : | plage dépolie sur une face couleur Vert / bords: rodés 90° |
| LAB-HIT-C-Y-7109P : | plage dépolie sur une face couleur Rose / bords: rodés 90° |
| LAB-HIT-C-Y-7109B : | plage dépolie sur une face couleur Bleu / bords: rodés 90° |

Conditionnement : 50 lames / boites, 50 boites / cartons // Dimensions Master carton :38.0*18.0*16.0cm/14.00kg

Réglementation / Norme(s) : Certificat CE; ISO8255-2:1997;ISO8037-2:2002

Commande minimum : x carton(s)

Nom du fabricant/fournisseur : Yancheng Yaohua Glass Instrument

Pays d'origine : Chine

Durée de vie : N/A

Présence d'un numéro de lot : Présence d'un numéro de lot : Oui

