

# Aiguille Biopsie Coaxiale *Curaway*<sup>TM</sup>



## Caractéristiques Generales

Fabricant	Zhejiang Curaway Medical Technology Certification ISO 13485:2016 par le TÜV SÜD No Q5 101180 0001 Rev. 01
Pays d'origine	Chine
Marquage CE	Dispositif Médical – Classe IIa Directive 93/42/EEC on Medical Devices Annex II Certificat de conformité de marquage CE n° G1 101180 0002 Rev.00 délivré par le TÜV SÜD , n° d'organisme 0123.
Stérilité	10-6 SAL (SAL = Sterility Assurance Level = Niveau d'Assurance de Stérilité) Procédé de stérilisation : oxyde d'éthylène (E.O)
Conservation	Durée de vie du produit (dans l'emballage d'origine) : 3 ans Température: Tenir à l'abri des rayons solaires



Produit Apyrogène: Oui  
Présence de Latex : Non  
Présence de Phtalates :Non

## Conditionnement et emballage

Modeles	CBN		
Conditionnement détaillé	Emballage unitaire : sous blister PVC pelable (papier)	Boîte cartonnée de 10 unités	Carton de 9 boîtes (9 x 10pcs)
			39*25*24cm 3 KG

Unité de vente ● Carton de 90 unités

## Tableau des références et spécifications

REF	SPEC	REF	SPEC	REF	SPEC	REF	SPEC
CBN1408A	13G x 4.6cm	CBN1608A	15G x 4.6cm	CBN1808A	17G x 4.6cm	CBN2008A	19G x 4.6cm
CBN1410A	13G x 6.6cm	CBN1610A	15G x 6.6cm	CBN1810A	17G x 6.6cm	CBN2010A	19G x 6.6cm
CBN1413A	13G x 9.6cm	CBN1613A	15G x 9.6cm	CBN1813A	17G x 9.6cm	CBN2013A	19G x 9.6cm
CBN1416A	13G x 12.6cm	CBN1616A	15G x 12.6cm	CBN1816A	17G x 12.6cm	CBN2016A	19G x 12.6cm
CBN1420A	13G x 16.6cm	CBN1620A	15G x 16.6cm	CBN1820A	17G x 16.6cm	CBN2020A	19G x 16.6cm
CBN1425A	13G x 21.6cm	CBN1625A	15G x 21.6cm	CBN1825A	17G x 21.6cm	CBN2025A	19G x 21.6cm
CBN1408B	13G x 3.2cm	CBN1608B	15G x 3.2cm	CBN1808B	17G x 3.2cm	CBN2008B	19G x 3.2cm
CBN1410B	13G x 5.2cm	CBN1610B	15G x 5.2cm	CBN1810B	17G x 5.2cm	CBN2010B	19G x 5.2cm
CBN1413B	13G x 8.2cm	CBN1613B	15G x 8.2cm	CBN1813B	17G x 8.2cm	CBN2013B	19G x 8.2cm
CBN1416B	13G x 11.2cm	CBN1616B	15G x 11.2cm	CBN1816B	17G x 11.2cm	CBN2016B	19G x 11.2cm
CBN1420B	13G x 15.2cm	CBN1620B	15G x 15.2cm	CBN1820B	17G x 15.2cm	CBN2020B	19G x 15.2cm
CBN1425B	13G x 20.2cm	CBN1625B	15G x 20.2cm	CBN1825B	17G x 20.2cm	CBN2025B	19G x 20.2cm

