

Pistolet Biopsie Automatique *Curaway™*

- ✓ *Technique Unimanuelle*
- ✓ *Conception légère et ergonomique améliorant à la fois la manipulation et le contrôle*
- ✓ *Profondeur de pénétration de 20 mm*
- ✓ *Deux boutons d'armement*



- ✓ *Avec ou sans coaxial*



Caractéristiques Generales

Fabricant	Zhejiang Curaway Medical Technology Certification ISO 13485:2016 par le TÜV SÜD No Q5 101180 0001 Rev. 01
Pays d'origine	Chine
Marquage CE	Dispositif Médical – Classe IIa Directive 93/42/EEC on Medical Devices Annex II Certificat de conformité de marquage CE n° G1 101180 0002 Rev.00 délivré par le TÜV SÜD , n° d'organisme 0123.
Stérilité	10-6 SAL (SAL = Sterility Assurance Level = Niveau d'Assurance de Stérilité) Procédé de stérilisation : oxyde d'éthylène (E.O)
Conservation	Durée de vie du produit (dans l'emballage d'origine) : 3 ans Température: Tenir à l'abri des rayons solaires



Produit Apyrogène: Oui
Présence de Latex : Non
Présence de Phtalates : Non

Conditionnement et emballage

Modeles	ABN, ABNCBN		
Conditionnement détaillé	Emballage unitaire : sous blister PVC pelable (papier)	Boîte cartonnée de 5 unités	Carton de 10 boîtes (5 x 10pcs)
			53*39*40cm 9.5 KG

Unité de vente ● Carton de 50 unités

Modele ABN : Pistolet Biopsie Automatique sans coaxiale

		Spec.				
Diamètre (gauge)		G=12 (2.7mm)	G=14 (2.1mm)	G=16 (1.6mm)	G=18 (1.2mm)	G=20 (0.9mm)
Longueur Aiguille		Bleu	Vert	Violet	Rose	Jaune
8cm		ABN1208	ABN1408	ABN1608	ABN1808	ABN2008
10 cm		ABN1210	ABN1410	ABN1610	ABN1810	ABN2010
13 cm		ABN1213	ABN1413	ABN1613	ABN1813	ABN2013
16 cm		ABN1216	ABN1416	ABN1616	ABN1816	ABN2016
20 cm		ABN1220	ABN1420	ABN1620	ABN1820	ABN2020
25 cm		ABN1225	ABN1425	ABN1625	ABN1825	ABN2025



Modèle ABNCBN : Pistolet Biopsie Automatique avec coaxiale

ABN: Pistolet + aiguille biopsie

CBN: aiguille coaxiale

SPEC					
Vert			Violet		
REF	ABN	CBN	REF	ABN	CBN
ABNCBN1408	14G x 8cm	13G x 3.2cm	ABNCBN1608	16G x 8cm	15G x 3.2cm
ABNCBN1410	14G x 10cm	13G x 5.2cm	ABNCBN1610	16G x 10cm	15G x 5.2cm
ABNCBN1413	14G x 13cm	13G x 8.2cm	ABNCBN1613	16G x 13cm	15G x 8.2cm
ABNCBN1416	14G x 16cm	13G x 11.2cm	ABNCBN1616	16G x 16cm	15G x 11.2cm
ABNCBN1420	14G x 20cm	13G x 15.2cm	ABNCBN1620	16G x 20cm	15G x 15.2cm
ABNCBN1425	14G x 25cm	13G x 20.2cm	ABNCBN1620	16G x 25cm	15G x 20.2cm

SPEC					
Rose			Jaune		
REF	ABN	CBN	REF	ABN	CBN
ABNCBN1808	18G x 8cm	17G x 3.2cm	ABNCBN2008	20G x 8cm	19G x 3.2cm
ABNCBN1810	18G x 10cm	17G x 5.2cm	ABNCBN2010	20G x 10cm	19G x 5.2cm
ABNCBN1813	18G x 13cm	17G x 8.2cm	ABNCBN2013	20G x 13cm	19G x 8.2cm
ABNCBN1816	18G x 16cm	17G x 11.2cm	ABNCBN2016	20G x 16cm	19G x 11.2cm
ABNCBN1820	18G x 20cm	17G x 15.2cm	ABNCBN2020	20G x 20cm	19G x 15.2cm
ABNCBN1825	18G x 25cm	17G x 20.2cm	ABNCBN2025	20G x 25cm	19G x 20.2cm



Importé & Distribué par: Metze SAS

10 rue de Penthièvre, 75008 Paris

commandes@metzecare.com