


Pistolet Biopsie Semi-automatique *Curaway™*

- ✓ 2 profondeurs de pénétration 10mm et 20 mm
- ✓ Design *safety lock* pour un armement en toute sécurité
- ✓ Code couleur



- ✓ Avec ou sans coaxiale

Caractéristiques Generales

Fabricant	Zhejiang Curaway Medical Technology Certification ISO 13485:2016 par le TÜV SÜD No Q5 101180 0001 Rev. 01
Pays d'origine	Chine
Marquage CE	Dispositif Médical – Classe IIa Directive 93/42/EEC on Medical Devices Annex II Certificat de conformité de marquage CE n° G1 101180 0002 Rev.00 délivré par le TÜV SÜD , n° d'organisme 0123.
Stérilité	10-6 SAL (SAL = Sterility Assurance Level = Niveau d'Assurance de Stérilité) Procédé de stérilisation : oxyde d'éthylène (E.O)
Conservation	Durée de vie du produit (dans l'emballage d'origine) : 3 ans Température: Tenir à l'abri des rayons solaires



Produit Apyrogène: Oui
Présence de Latex : Non
Présence de Phtalates : Non

Conditionnement et emballage

Modeles	MBN, CBN		
Conditionnement détaillé	Emballage unitaire : sous blister PVC pelable (papier)	Boîte cartonnée de 10 unités	Carton de 10 boîtes (10 x 10pcs)
			53*39*40cm 8 KG

Unité de vente ● Carton de 100 unités

Caractéristiques spécifiques

Modele MBN : Pistolet Biopsie Semi Automatique sans coaxiale

		Spec.				
Diamètre (gauge)		G=12 (2.7mm)	G=14 (2.1mm)	G=16 (1.6mm)	G=18 (1.2mm)	G=20 (0.9mm)
Longueur Aiguille		Bleu	Vert	Violet	Rose	Jaune
8cm		MBN1208A	MBN1408A	MBN1608A	MBN1808A	MBN2008A
10 cm		MBN1210A	MBN1410A	MBN1610A	MBN1810A	MBN2010A
13 cm		MBN1213A	MBN1413A	MBN1613A	MBN1813A	MBN2013A
16 cm		MBN1216A	MBN1416A	MBN1616A	MBN1816A	MBN2016A
20 cm		MBN1220A	MBN1420A	MBN1620A	MBN1820A	MBN2020A
25 cm		MBN1225A	MBN1425A	MBN1625A	MBN1825A	MBN2025A



Modèle MBNCBN :Pistolet Biopsie Semi Automatique avec coaxiale

MBN: Pistolet Semi automatique + aiguille biopsie

CBN: aiguille coaxiale

SPEC					
Vert			Violet		
REF	MBN	CBN	REF	MBN	CBN
MBNCBN1408	14G x 8cm	13G x 4.6cm	MBNCBN1608	16G x 8cm	15G x 4.6cm
MBNCBN1410	14G x 10cm	13G x 4.6cm	MBNCBN1610	16G x 10cm	15G x 6.6cm
MBNCBN1413	14G x 13cm	13G x 9.6cm	MBNCBN1613	16G x 13cm	15G x 9.6cm
MBNCBN1416	14G x 16cm	13G x 12.6cm	MBNCBN1616	16G x 16cm	15G x 12.6cm
MBNCBN1420	14G x 20cm	13G x 16.6cm	MBNCBN1620	16G x 20cm	15G x 16.6cm
MBNCBN1425	14G x 25cm	13G x 21.6cm	MBNCBN1620	16G x 25cm	15G x 21.6cm

SPEC					
Rose			Jaune		
REF	MBN	CBN	REF	MBN	CBN
MBNCBN1808	18G x 8cm	17G x 4.6cm	MBNCBN2008	20G x 8cm	19G x 4.6cm
MBNCBN1810	18G x 10cm	17G x 6.6cm	MBNCBN2010	20G x 10cm	19G x 6.6cm
MBNCBN1813	18G x 13cm	17G x 9.6cm	MBNCBN2013	20G x 13cm	19G x 9.6cm
MBNCBN1816	18G x 16cm	17G x 12.6cm	MBNCBN2016	20G x 16cm	19G x 12.6cm
MBNCBN1820	18G x 20cm	17G x 16.6cm	MBNCBN2020	20G x 20cm	19G x 16.6cm
MBNCBN1825	18G x 20cm	17G x 21.6cm	MBNCBN2025	20G x 20cm	19G x 21.6cm

