

Aérateur T Tube



Caractéristique générales

Fabricant Eon Meditech Private Limited

Pays d'origine Inde

Représentant Européen CMC Medical Devices & Drugs, S.L

Conformité Dispositif Médical – Classe IIa Directive européenne 93/42/CEE
Certificat de conformité de marquage CE n° ECM18MDD016 REV. 01 délivré par ECM, n° d'organisme 1282. Certificat disponible sur demande




Conservation Durée de vie du produit (dans l'emballage d'origine) : 3 ans
Température: Tenir à l'abri des rayons solaires

Procédé de stérilisation Stérilisation par Oxyde d'éthylène (E.O)

Matériaux Silicone

Usage Unique Oui



Importé & Distribué par: Metze SAS
10 rue de Penthièvre, 75008 Paris

✉ commandes@metzecare.com
☎ 01 88 61 13 86


Tableau des références

Reference Metze	Diamètre Interne	Diamètre Flange	Longueur	Coloris
PE-3115S	1.14mm	8.0 mm	6.0 mm	Bleu
PE-3115M	1.14mm	8.0 mm	9.0 mm	Bleu
PE-3115L	1.14 mm	8.0 mm	12.0 mm	Bleu

Conditionnement

Emballage Individuel | 10 pièces par boîte | 100 boîtes par cartons. 1000 pcs / carton ,
Dimension Carton : 58cm x 52cm x 47cm / Poids Brut: 29 KGS / carton

Chaque unité est emballée dans un conteneur en PP vierge et dans une pochette en Tyvek de qualité 1073 B. Le système d'emballage est conforme à la norme EN ISO 11601-1:2019. L'étiquetage de l'emballage est conforme à ISO 15223-1:2016.



Importé & Distribué par: Metze SAS
10 rue de Penthièvre, 75008 Paris

✉ commandes@metzecare.com
☎ 01 88 61 13 86