

## Aérateur T Tube



### Caractéristique générales

Fabricant	Eon Meditech Private Limited
Pays d'origine	Inde
Représentant Européen	CMC Medical Devices & Drugs, S.L
Conformité	Dispositif Médical – Classe IIa Directive européenne 93/42/CEE Certificat de conformité de marquage CE n° ECM18MDD016 REV. 01 délivré par ECM, n° d'organisme 1282. Certificat disponible sur demande
Conditionnement	Emballage Individuel. 10 pièces par boîte. 100 boîtes par cartons. 1000 pcs / carton , Dimension Carton : 58cm x 52cm x 47cm / Poids Brut: 29 KGS / carton
Conservation	Durée de vie du produit (dans l'emballage d'origine) : 3 ans Température: Tenir à l'abri des rayons solaires
Procédé de stérilisation	Stérilisation par Oxyde d'éthylène (E.O)
Matériaux	Silicone
Usage Unique	Oui

### Caractéristiques Spécifiques

Reference Metze	PE-3115S	PE-3115M	PE-3115L
Diamètre Interne	1.14mm	1.14mm	1.00 mm
Diamètre Interne de la Flange	8.0 mm	8.0 mm	8.0 mm
Longueur	6.0 mm	9.0 mm	12.0 mm
Coloris	Bleu	Bleu	Bleu