

LAB-AGIT-1051

Agitateur magnétique - EcoStir (Plateau rond)



Photo non contractuelle

Caracteristiques

Spécification techniques

Modèle :	EcoStir
Dimensions :	15 x 14.5 x 5 cm
Poids :	0.3kg
Matière du plateau :	PET
Dimensions du plateau :	ø 120 mm
Vitesse :	300-2000rpm
Classe de protection :	IP21
Puissance :	7.2W
Conditionnement :	Emballage individuel // Dimensions Master carton :32.0*21.0*15.0cm/0.66kg
Réglementation / Norme(s) :	ISO9001; CE Autodéclaration de conformité
Commande minimum :	1 x carton(s)
Nom du fabricant/fournisseur :	DLAB Scientific
Pays d'origine :	Chine
Durée de vie :	Aucune
Présence d'un numéro de lot :	Présence d'un numéro de lot : Oui



LAB-AGIT-1052

Agitateur magnétique - EcoStir (Plateau carré)



Photo non contractuelle

Caracteristiques

Spécification techniques

Modèle :	EcoStir
Dimensions :	15 x 14.4 x 5.4 cm
Poids :	0.3kg
Matière du plateau :	PET
Dimensions du plateau :	120x115 mm
Vitesse :	300-2000rpm
Classe de protection :	IP21
Puissance :	7.2W
Conditionnement :	Emballage individuel // Dimensions Master carton :32.0*21.0*15.0cm/0.66kg
Réglementation / Norme(s) :	ISO9001; CE Autodéclaration de conformité
Commande minimum :	1 x carton(s)
Nom du fabricant/fournisseur :	DLAB Scientific
Pays d'origine :	Chine
Durée de vie :	Aucune
Présence d'un numéro de lot :	Présence d'un numéro de lot : Oui



LAB-AGIT-1053

Agitateur magnétique Ultra-Flat Compact - FlatSpin



Photo non contractuelle

Caracteristiques

Spécification techniques

Modèle :	FlatSpin
Dimensions :	17.5 x 12 x 1.5 cm
Poids :	0.3kg
Matière du plateau :	PET
Dimensions du plateau :	ø 90 mm
Vitesse :	15-1500rpm
Classe de protection :	IP65
Puissance :	5W
Conditionnement :	Emballage individuel, 28 pièces par carton // Dimensions Master carton :45.0*45.0*32.0cm/14.00kg
Réglementation / Norme(s) :	ISO9001; CE Autodéclaration de conformité
Commande minimum :	1 x carton(s)
Nom du fabricant/fournisseur :	DLAB Scientific
Pays d'origine :	Chine
Durée de vie :	Aucune
Présence d'un numéro de lot :	Présence d'un numéro de lot : Oui



LAB-AGIT-1057

Agitateur magnétique chauffant analogique - MS-H-S



Photo non contractuelle

Caracteristiques

Spécification techniques

Modèle :	MS-H-S
Dimensions :	16 x 28 x 8.5 cm
Poids :	2.8kg
Matière du plateau :	Acier Inox avec revêtement en céramique
Dimensions du plateau :	ø 135 mm
Température de chauffe :	340°C
Classe de protection :	IP42
Quantité maximale d'agitation [H2O] :	20L
Plage temperature d'utilisation :	Température ambiante - 340°C
Puissance :	550W
Conditionnement :	Emballage individuel // Dimensions Master carton :47.0*25.0*24.0cm/3.50kg
Réglementation / Norme(s) :	ISO9001; CE Autodéclaration de conformité
Commande minimum :	1 x carton(s)
Nom du fabricant/fournisseur :	DLAB Scientific
Pays d'origine :	Chine
Durée de vie :	Aucune
Présence d'un numéro de lot :	Présence d'un numéro de lot : Oui



LAB-AGIT-1058

Agitateur magnétique analogique - MS-S



Photo non contractuelle

Caracteristiques

Spécification techniques

Modèle :	MS-S
Dimensions :	16 x 28 x 8.5 cm
Poids :	2.8kg
Matière du plateau :	Acier Inox avec revêtement en céramique
Dimensions du plateau :	ø 135 mm
Vitesse :	0-1500rpm
Classe de protection :	IP42
Quantité maximale d'agitation [H2O] :	20L
Puissance :	30W
Conditionnement :	Emballage individuel // Dimensions Master carton :47.0*25.0*24.0cm/3.00kg
Réglementation / Norme(s) :	ISO9001; CE Autodéclaration de conformité
Commande minimum :	1 x carton(s)
Nom du fabricant/fournisseur :	DLAB Scientific
Pays d'origine :	Chine
Durée de vie :	Aucune
Présence d'un numéro de lot :	Présence d'un numéro de lot : Oui

