

Gants de chirurgie Latex

Description :

Gants de chirurgie en latex poudrés stériles.

- Qualité supérieure avec un excellent toucher
- Forme anatomique
- Latex naturel.
- Faiblement poudré.
- AQL 1.5
- Testé Norme EN455
- Stérilisation Gamma



Pour chirurgie et soins médicaux stériles.

Emballage stérile par paire
Boîte de 50 paires.



Références Metze	Dénomination	Taille	Dimension Gant		Poudré
			Largeur (mm)	Longueur(mm)	
FY080275	Gant chirurgie à usage unique latex stérile N°7,5 unitarisé par paire	7.5	95 ±6	270-275	Oui
FY080280	Gant chirurgie à usage unique latex stérile N°8 unitarisé par paire	8	102+6	275-280	Oui

Conditionnement :

1 pair par pouch papier Stérile | 50 paires par boites | 10 boites par carton

Master Carton: 500 paires.

Dim: 67*26*24cm



Importé & Distribué par: Metze SAS
10 rue de Penthièvre, 75008 Paris

✉ commandes@metzecare.com

☎ 01 88 61 13 86