

LAB-GRAT-0510

Etaleur en forme de L, non stérile, en vrac




Photo non contractuelle

Caracteristiques

Spécification techniques

Matière :	Polystyrène choc
Dimensions :	L : 148mm W : 30mm
Stérile :	Non
Sans Dnase/Rnase et non pyrogénique :	Disponible en option
Conditionnement :	600 pièces par sachet; 6000 pièces par carton // Dimensions Master carton :46.0*30.0*32.0cm/14.60kg
Réglementation / Norme(s) :	N/A
Commande minimum :	6 x carton(s)
Nom du fabricant/fournisseur :	Kangjian Medical Apparatus
Pays d'origine :	Chine
Durée de vie :	2 ans
Présence d'un numéro de lot :	Présence d'un numéro de lot : Oui



LAB-GRAT-0511

Etaleur en forme de T non stérile, en vrac




Photo non contractuelle

Caracteristiques

Spécification techniques

Matière :	Polystyrène choc
Dimensions :	L : 182mm W : 32mm
Stérile :	Non
Sans Dnase/Rnase et non pyrogénique :	Disponible en option
Conditionnement :	600 pièces par sachet; 6000 pièces par carton // Dimensions Master carton :55.0*35.0*30.0cm/14.60kg
Réglementation / Norme(s) :	N/A
Commande minimum :	6 x carton(s)
Nom du fabricant/fournisseur :	Kangjian Medical Apparatus
Pays d'origine :	Chine
Durée de vie :	2 ans
Présence d'un numéro de lot :	Présence d'un numéro de lot : Oui



LAB-GRAT-0515

Grattoirs de cellules double face



Photo non contractuelle

Caracteristiques

Spécification techniques

Matière :	Polypropylène
Dimensions :	L : 180mm W : 20mm
Stérile :	Par EO ou par rayonnement Gamma
Sans Dnase/Rnase et non pyrogénique :	Disponible en option
Autre :	Double-côtés
Conditionnement :	Emballage individuel; 100 pièces par boîte, 1000 pièces par carton // Dimensions Master carton :40.0*30.0*30.0cm/8.80kg
Réglementation / Norme(s) :	N/A
Commande minimum :	6 x carton(s)
Nom du fabricant/fournisseur :	Kangjian Medical Apparatus
Pays d'origine :	Chine
Durée de vie :	2 ans
Présence d'un numéro de lot :	Présence d'un numéro de lot : Oui



LAB-GRAT-0518

Grattoirs de cellules



Photo non contractuelle

Caracteristiques	Spécification techniques
Matière :	Polypropylène et thermoplastique élastomère
Dimensions :	L : 180mm W : 20mm
Stérile :	Par EO ou par rayonnement Gamma
Coloris :	Bleu ou vert
Sans Dnase/Rnase et non pyrogénique :	Disponible en option
Conditionnement :	Emballage individuel; 100 pièces par boîte, 1000 pièces par carton // Dimensions Master carton :45.0*28.0*35.0cm/7.00kg
Réglementation / Norme(s) :	N/A
Commande minimum :	6 x carton(s)
Nom du fabricant/fournisseur :	Kangjian Medical Apparatus
Pays d'origine :	Chine
Durée de vie :	2 ans
Présence d'un numéro de lot :	Présence d'un numéro de lot : Oui



LAB-GRAT-0608

Etaleur en forme de L, stérile, emballage individuel




Photo non contractuelle

Caracteristiques	Spécification techniques
Matière :	Polystyrène choc
Dimensions :	L : 148mm W : 30mm
Stérile :	Par EO ou par rayonnement Gamma
Sans Dnase/Rnase et non pyrogénique :	Disponible en option
Conditionnement :	500 pièces par boîte; 2500 pièces par carton // Dimensions Master carton :56.0*30.0*40.0cm/13.00kg
Réglementation / Norme(s) :	N/A
Commande minimum :	6 x carton(s)
Nom du fabricant/fournisseur :	Kangjian Medical Apparatus
Pays d'origine :	Chine
Durée de vie :	2 ans
Présence d'un numéro de lot :	Présence d'un numéro de lot : Oui



LAB-GRAT-0609

Etaleur en forme de L, stérile, en sachet par 5




Photo non contractuelle

Caracteristiques	Spécification techniques
Matière :	Polystyrène choc
Dimensions :	L : 148mm W : 30mm
Stérile :	Par EO ou par rayonnement Gamma
Sans Dnase/Rnase et non pyrogénique :	Disponible en option
Conditionnement :	Paquet de 5; 500 pièces par boîte; 3000 pièces par carton // Dimensions Master carton :76.0*27.0*40.0cm/13.00kg
Réglementation / Norme(s) :	N/A
Commande minimum :	6 x carton(s)
Nom du fabricant/fournisseur :	Kangjian Medical Apparatus
Pays d'origine :	Chine
Durée de vie :	2 ans
Présence d'un numéro de lot :	Présence d'un numéro de lot : Oui



LAB-GRAT-0611

Etaleur en forme de T, stérile, emballage individuel




Photo non contractuelle

Caracteristiques

Spécification techniques

Matière :	Polystyrène choc
Dimensions :	L : 182mm W : 32mm
Stérile :	Par EO ou par rayonnement Gamma
Sans Dnase/Rnase et non pyrogénique :	Disponible en option
Conditionnement :	Paquet individuel; 500 pièces par boîte; 2000 pièces par carton // Dimensions Master carton :50.0*30.0*38.0cm/11.00kg
Réglementation / Norme(s) :	N/A
Commande minimum :	6 x carton(s)
Nom du fabricant/fournisseur :	Kangjian Medical Apparatus
Pays d'origine :	Chine
Durée de vie :	2 ans
Présence d'un numéro de lot :	Présence d'un numéro de lot : Oui



LAB-GRAT-0612

Etaleur en forme de T, stérile, en sachet par 5



Photo non contractuelle

Caracteristiques	Spécification techniques
Matière :	Polystyrène choc
Dimensions :	L : 182mm W : 32mm
Stérile :	Par EO ou par rayonnement Gamma
Sans Dnase/Rnase et non pyrogénique :	Disponible en option
Conditionnement :	Paquet de 5; 3000 pièces par carton // Dimensions Master carton :40.0*30.0*31.0cm/8.00kg
Réglementation / Norme(s) :	N/A
Commande minimum :	6 x carton(s)
Nom du fabricant/fournisseur :	Kangjian Medical Apparatus
Pays d'origine :	Chine
Durée de vie :	2 ans
Présence d'un numéro de lot :	Présence d'un numéro de lot : Oui



LAB-GRAT-1300

Etaleur pour boîte de pétri usage unique
coudé stérile



Photo non contractuelle

Caracteristiques

Spécification techniques

Composants:	Polypropylène
Dimensions :	L : 144mm W : 37.5mm
Procédé de stérilisation :	rayonnement Gamma
Autre :	Sans pyrogene, couleur vert

Conditionnement :	500 pièces par boîte;Emballage individuel // Dimensions Master carton :22.0*12.0*20.0cm/1.50kg
Réglementation / Norme(s) :	ISO 13485, CE
Commande minimum :	6 x carton(s)
Nom du fabricant/fournisseur :	Guangzhou Jet Bio-filtration
Pays d'origine :	Chine
Durée de vie :	2 ans
Présence d'un numéro de lot :	Oui

