


LAB-0024-BIO

Pipette de Transfert 1ml plastique graduee
stérile



Caracteristiques

Spécification techniques

Composants :	Polyéthylène basse densité
Volume :	1ml
Longueur :	150mm
Couleur	transparent
Autres	Haute élasticité
Emballage individuel :	Oui
Graduation :	Oui (0,5ml / 1 ml)
Stérile :	Oui Sterilise par Irradiationy SAL10-6 (ISO11137)
Emballage individuel :	Emballage Individuel
Utilisation :	Peut etre utilisé dans de l'azote liquide
Conditionnement :	Emballage unitaire. 4 000 unités/carton // Dimensions Master carton :53.0*69.0*42.0cm/10.00kg
Réglementation / Norme(s) :	Declaration CE 98/79/EC Annex III, ISO 13485, ISO9001
Commande minimum :	1 x carton(s)
Nom du fabricant/fournisseur :	Guangzhou Jet Bio-filtration
Pays d'origine :	Chine
Durée de vie :	3 ans
Présence d'un numéro de lot :	Oui