

## Corps à usage unique pour le prélèvement des tubes de diamètre 13 et 16 mm



### Caractéristiques Generales

Matériaux	Polypropylène (PP)
Fabricant	Yangzhou Medline Industry Certificat ISO 13485:2016 SX 2110300-1 par TUV Rheinland
Pays d'origine	Chine
Rep. Europeen	Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Marquage CE	Dispositif Médical – Classe I non stérile Directive européenne 93/42/CEE Auto declaration de conformite disponible sur demande
Stérilité	Non stérile
Conservation	Durée de vie du produit (dans l'emballage d'origine) : 3 ans Température: Tenir à l'abri des rayons solaires
Conditionne,ent	100 pieces / sachet; 20 sachets / carton : 60x43x30cm / 6 kgs



### Caractéristiques spécifiques

Références Metze	<b>LAB-PREL-130811</b>
Usage unique	Oui
Couleur	Blanc translucide
Usage / compatibilité	Pour tubes Ø 13mm et 16mm
Dimensions utiles	Ø 18 * P 48mm