

## LAB-TUBE-0227PS

Tube de culture stérile  $\varnothing$  x h = 17 x 100 mm  
en polystyrène



Photo non contractuelle

### Caracteristiques

### Spécification techniques

Composants :	Tube: Polystyrene (PS); Bouchon: Polyéthylène (PE)
Spécifications :	$\varnothing$ x h = 17 x 100 mm
Température d'utilisation :	jusqu'à 70 °C
Position Cape d'aeration :	Position 1: légèrement enfoncée = ventilation // Position 2: complètement enfoncée = étanche
Procédé de stérilisation :	Stérilisation E.O
Graduation :	tous les 1/2 ml
Conditionnement :	100 pièces / sachet, 10 sachets / carton // Dimensions Master carton :52.0*28.0*37.0cm/7.00kg
Réglementation / Norme(s) :	ISO 9001
Commande minimum :	5 x carton(s)
Nom du fabricant/fournisseur :	Jiangsu Yuli Medical Instrument
Pays d'origine :	Chine
Durée de vie :	5 ans
Présence d'un numéro de lot :	Oui

