

LAB-TUBE-1245PS

Tube de culture 5ml stérile,PS, fond rond avec cape d'aération 2 positions



Photo non contractuelle

Caracteristiques

Spécification techniques

Composants :	Tube: Polystyrene (PS); Bouchon: Polyéthylène (PE)
Description :	Tube 5ml, fond rond, gradué, avec cape d'aération à pression 2 positions pour cultures.
Position Cape d'aeration :	Position 1: légèrement enfoncée = ventilation // Position 2: complètement enfoncée = étanche
Dimensions :	ø x h = 12 x 75 mm
Procédé de stérilisation :	Stérilisation E.O
Graduation :	tous les 1/10 ml (de 1 à 4ml)
Température d'utilisation :	jusqu'à +90 °C
Conditionnement :	500 tubes / sachet, 10 sachets / carton // Dimensions Master carton :47.0*35.0*47.0cm/11.00kg
Réglementation / Norme(s) :	"ISO 9001,", CE directive 98/79/EC
Commande minimum :	1 x carton(s)
Nom du fabricant/fournisseur :	Haimen United Laboratory Equipment Development
Pays d'origine :	Chine
Durée de vie :	3 ans
Présence d'un numéro de lot :	Oui