

LAB-HISTO-Y

Lames porte objet



Photo non contractuelle

Caracteristiques

Spécification techniques

Description :	Lames en verre Borosilicate lavées dégraissées / dimensions lame: 25.4*76.2mm / épaisseur lame: 1-1.2 mm
LAB-HISTO-Y-7101 :	Lame lisse / bords: rodés 90°
LAB-HISTO-Y-7105 :	Plage dépolie sur une face/ bords: rodés 90°
LAB-HISTO-Y-7107 :	Plage dépolie sur deux faces / bords: rodés 90°
LAB-HISTO-Y-7102 :	Lame lisse / bords: coupés 90°
LAB-HISTO-Y-7105-1 :	Plage dépolie sur une face/ bords: coupés 90°
LAB-HISTO-Y-7107-1 :	Plage dépolie deux faces/ bords: coupés 90°
LAB-HISTO-Y-7101P :	Lame lisse / bords: rodés 45°
LAB-HISTO-Y-7105P :	Plage dépolie sur une face/ bords: rodés 45°
LAB-HISTO-Y-7107P :	Plage dépolie sur deux faces/ bords: rodés 45°

Conditionnement : 50 lames / boites, 50 boites / cartons // Dimensions Master carton :38.0*18.0*16.0cm/14.00kg

Réglementation / Norme(s) : Certificat CE; ISO8255-2:1997;ISO8037-2:2002

Commande minimum : 1 x carton(s)

Nom du fabricant/fournisseur : Yancheng Yaohua Glass Instrument

Pays d'origine : Chine

Durée de vie : N/A

Présence d'un numéro de lot : Présence d'un numéro de lot : Oui

